

Catalogue produits

2024



Gamme Blanche

Diabète

Incontinence

Home Tests

Hygiène

Bien-Être

Premiers Soins

Orthopédie

Optique



alvita®

Alvita s'engage au quotidien

Alvita vous propose 300 références de dispositifs médicaux et de produits de santé vous garantissant la qualité produit et service exigée en pharmacie

Notre engagement quotidien auprès des pharmaciens et des professionnels de santé

- Construire un portefeuille de produits en étroite collaboration avec les pharmaciens et professionnels de santé partenaires
- Assurer une totale transparence quant au sourcing des matières premières et au choix de ses fournisseurs afin de garantir sécurité et conformité des produits Alvita aux réglementations européennes
- S'adapter aux évolutions des protocoles de soins
- Assurer une qualité de service optimale grâce à l'expertise logistique d'Alliance Healthcare Répartition (livraison jusqu'à deux fois par jour sans minimum de commande)
- Faire gagner du temps aux pharmaciens grâce à la centralisation des achats et des négociations auprès de leur Responsable de Clientèle Alliance Healthcare, leur unique interlocuteur dédié et disponible pour les conseiller sur nos 9 gammes de produits
- Permettre au pharmacien de minimiser ses stocks et d'optimiser son back-office grâce à la souplesse logistique permise par les livraisons quotidiennes
- Proposer des produits de qualité à des prix compétitifs ainsi qu'une politique commerciale attractive
- Accompagner le pharmacien dans sa relation patient en lui proposant des outils de conseil et de formation.

Notre engagement quotidien auprès des patients

- Obtenir l'adhésion des patients en leur proposant des produits de qualité en adéquation avec leurs besoins
- Essayer les produits Alvita directement avec les patients et professionnels de santé partenaires
- Obtenir la prise en charge par l'Assurance Maladie pour les produits LPP.

Retrouvez toutes les informations de commande en page 4

Engagez-vous !	04
Comment commander ?	04
Gamme blanche	
Pansements super-absorbants	07
Films adhésifs	08
Pansements hydrocellulaires	09
Compresse	11
Pansements	15
Sparadraps	20
Bandes	22
Coton	26
Gants d'examen	27
Diabète	
Incontinence	
Aiguilles pour stylo injecteur d'insuline	33
Alèses	38
Culottes absorbantes	39
Changes complets	40
Home tests	
Tests de grossesse	42
Tests d'ovulation	44
Thermomètres	45
Tensiomètres	48
Hygiène	
Rectangles de coton / Rectangles de coton biologique	52
Disques à démaquiller / Coton dermatologique	53
Lingettes nettoyantes bébé / Huile d'amande douce	54
Bâtonnets sécurité spécial bébé / Bâtonnets coton tige	55
Sérum physiologique	56
Spray hygiène nasale	57
Mouchoirs	58
Crème mains réparatrice	59
Masque barrière	60
Gel nettoyant pour les mains	60
Bien-être	
Bouchons d'oreille	62
Bouillotte / Spray auriculaire nettoyant	63
Patch chauffant / Compresse chaud/froid	64
Premiers soins	
Alcool modifié 70 % / Chlorhexidine spray 0,5 %	66
Eau oxygénée 3 %	67
Pansements premiers soins	68
Orthopédie	
Rachis cervical	70
Épaule et membre supérieur	74
Rachis lombaire	79
Genouillères et attelle de genou	83
Chevillères et orthèses	89
Optique	
Présentoir de lunettes loupes	94
Lunettes loupes Homme / Unisexe	95
Lunettes loupes Femme	97
Codes et tarifs LPP	102
Conditions générales de vente	107

Engagez-vous !



CONTRAT DE MARCHÉ

- Une remise adaptée à votre potentiel
- Une souplesse de commande selon vos besoins (Fil de l'eau / Alloga / DirectLog)
- Des offres exclusives



ABONNEMENT

- Engagement annuel sur le top références

Comment commander ?



PAR TÉLÉPHONE

Votre Responsable de Clientèle Alliance Healthcare Répartition est à votre disposition pour prendre directement votre commande et lancer sa préparation dans les meilleurs délais. Il vous suffit de lui indiquer les produits de votre choix, leurs codes ACL 13/GTIN et les quantités souhaitées.



PAR LA PLATEFORME DE COMMANDES ALVITA™

- Plateforme de commande Alliance Healthcare Répartition

0 891 017 117 Service 0,45 € / min
+ prix appel

Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 13 h.

- Plateforme de commande Alvita™

0 820 206 105 Service 0,20 € / min
+ prix appel

Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
(17 h le vendredi).



PAR MAIL

Par mail auprès du service client Alvita : serviceclientalvita@alliance-healthcare.fr



PAR FAX

Vous préférez passer votre commande par fax.
Munissez-vous de votre bon de commande et faxez-le au 09 71 70 01 02.



VOTRE LIVRAISON

Vous avez la garantie de livraison sous 48 h à 72 h jours ouvrés, dans toute la France*.
*Exception pour les livraisons en Corse effectuées sous un délai de 5 jours ouvrés.

TOUT SAVOIR SUR LES GAMMES ALVITA™

Vous souhaitez avoir une précision technique sur un des produits, les dimensions exactes, ses propriétés ou nous faire part de vos remarques sur une de nos gammes, contactez notre centre d'information du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (17 h le vendredi).

0 820 206 105 Service 0,20 € / min
+ prix appel



Gamme blanche

LES + ALVITA™

- Qualité
- Prix
- Une catégorie incontournable destinée aux patients et aux professionnels de santé
- Conforme à la réglementation LPP
- Une gamme large et complète avec 96 références

Innovations 2023


Parce qu'il est temps d'arrondir les angles !



Large choix de taille



Disponibles au fil de l'eau :
entre 24 et 48 heures



Conçus par Sylamed



Remboursés LPPR



La famille s'agrandit !

alvita

Traitement des plaies exsudatives telles que les escarres, les ulcères de pied et de jambe, les plaies traumatiques et les plaies chirurgicales. Dispositif médical de classe IIb. Fabricant : Zhende Medical Co., Ltd. Lire attentivement la notice avant utilisation.

01. PANSEMENTS SUPER-ABSORBANTS

Les + produits ALVITA™

- Retrait atraumatique pour ne pas arracher les tissus.

Utilisation


- Traitement des plaies superficielles très exsudatives, aiguës (plaies traumatiques, plaies post-opératoires, plaies lymphatiques, ulcères artériels de la jambe) ou chroniques (décubitus / escarres, ulcères veineux ou mixtes de la jambe, plaies tumorales).
- Peut également être utilisé comme pansement sous les bandages de compression.
- En cas de plaie cavitaire, le pansement super-absorbant peut être associé à un pansement primaire adapté.

Composition

- Pansement constitué de 3 couches :
 - Couche en non-tissé blanc hydrophile en contact avec la plaie et non-adhérente à celle-ci,
 - Coussin super-absorbant,
 - Couche en non-tissé S-M-S bleu hydrophobe.

Ces pansements sont des dispositifs médicaux de classe IIb, CE 0123, consultez la notice pour plus d'informations.

DISPONIBLE
MARS
2024
À PARTIR DE



ACL 7	ACL13 / GTIN	DIMENSIONS	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6362874	 6 942273 301313	Pansements super-absorbants 10 x 10 cm, boîte de 10	20	23,42
6362875	 6 942273 301344	Pansements super-absorbants 10 x 20 cm, boîte de 10	20	40,93
6362876	 6 942273 301375	Pansements super-absorbants 15 x 20 cm, boîte de 10	10	57,37
6362877	 6 942273 301405	Pansements super-absorbants 20 x 25 cm, boîte de 10	10	80,64
6362878	 6 942273 301436	Pansements super-absorbants 20 x 40 cm, boîte de 10	6	100,76

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

02. FILMS ADHESIFS TRANSPARENTS STERILES

Les + produits ALVITA™

- Retrait atraumatique pour ne pas arracher les tissus.

Utilisation

- Films adhésifs transparents stériles : maintien de cathéters, canules, fixation de pansements.
- Films adhésifs transparents stériles avec compresse centrale : maintien de cathéters, canules, fixation de pansements et recouvrement de plaies sèches peu exsudatives et non infectées

Caractéristiques

- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Imperméable à l'eau et aux bactéries.
- Permet au patient de prendre une douche facilitant l'hygiène corporelle.
- Protège la plaie des infections secondaires et des irritations mécaniques.
- Haute tolérance cutanée - Hypoallergénique
- Retrait atraumatique.

Ces pansements sont des dispositifs médicaux de classe I stérile CE 0459
consultez la notice pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	DIMENSIONS	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6362872	 3 664666 013735	Films adhésifs transparents stériles 10 x 12 cm, boîte de 10	42	10,55
6362873	 3 664666 013728	Films adhésifs transparents stériles 15 x 20 cm, boîte de 10	48	15,95
6362869	 3 664666 013711	Films adhésifs transparents avec compresse centrale stérile 5 x 7 cm, boîte de 5	84	2,87
6362870	 3 664666 013704	Films adhésifs transparents avec compresse centrale stérile 9 x 10 cm, boîte de 5	48	4,48
6362871	 3 664666 013698	Films adhésifs transparents avec compresse centrale stériles 9 x 15 cm, boîte de 5	38	6,23

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

03. PANSEMENTS HYDROCELLULAIRES BORDER & BORDER LITE

Les + produits ALVITA™

- Retrait atraumatique pour ne pas arracher les tissus.

Utilisation

- Soins pour plaies aiguës et chroniques, superficielles à profondes, bourgeonnantes, faiblement à modérément exsudatives.

Caractéristiques

- Pansement stérile
- Enduction de silicone souple sur film de polyuréthane
- Coussin souple et absorbant formé de 2 couches pour le pansement Alvita Border Lite & de 3 couches pour le pansement Alvita Border
- Sans latex, sans phtalates, ni colophane.

Ces pansements sont des dispositifs médicaux de classe IIb, CE 0123, consultez la notice pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
BORDER					
6294487	 5 055382 305552	7,5 x 8,5 cm	16	16	21,06
6294488	 5 055382 305569	14 x 15 cm	16	6	54,88
6294493	 5 055382 305606	17,5 x 17,5 cm	16	6	56,84
BORDER LITE					
6294489	 5 055382 305545	5 x 5 cm	10	40	9,12
6294490	 5 055382 305576	6 x 12 cm	10	10	15,69
6294491	 5 055382 305583	9 x 15 cm	10	10	24,93
6294492	 5 055382 305590	10 x 20 cm	10	6	38,35

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

04. PANSEMENTS HYDROCELLULAIRES BORDER OVAL

Les + produits ALVITA™

- Retrait atraumatique pour ne pas arracher les tissus.

Utilisation

- Soins pour plaies aiguës et chroniques, superficielles à profondes, bourgeonnantes, faiblement à modérément exsudatives.

Caractéristiques

- Pansement stérile
- Enduction de silicone souple sur film de polyuréthane
- Coussin souple et absorbant formé de 2 couches pour le pansement Alvita Border Lite & de 3 couches pour le pansement Alvita Border
- Sans latex, sans phtalates, ni colophane.
- Dispositifs adaptés aux articulations pour une meilleure mobilité

Ces pansements sont des dispositifs médicaux de classe IIb, CE 0123, consultez la notice pour plus d'informations.

NOUVEAUTÉ



ACL 7	ACL13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6330114	 5 055382 306665	7,5 x 9,5 cm	Boîte de 16	20	21,06
6330115	 5 055382 306672	10 x 12,5 cm	Boîte de 16	15	34,85
6330116	 5 055382 306696	13,5 x 16,5 cm	Boîte de 16	10	54,88
6330117	 5 055382 306702	16 x 20 cm	Boîte de 10	5	56,84

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

05. COMPRESSES EN NON-TISSÉ STÉRILES

Les + produits ALVITA™

- Douces, résistantes et très absorbantes.

Utilisation

- Soins médicaux (pansements, nettoyage des plaies, tampon...).

Caractéristiques

- En viscose et polyester.
- Compresse stériles.
- 2 dimensions (compresse pliée) : 7,5 x 7,5 cm et 10 x 10 cm.
- Non-tissé.
- 40 g/m².
- Epaisseur : 4 plis.
- Conditionnement : dans une pochette en papier pelable de 2 compresses.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

TOP
DES
VENTES



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
4485709	 3 401044 857099	7,5 x 7,5 cm	10 sach. de 2	48	3,25
4485715	 3 401044 857150	7,5 x 7,5 cm	25 sach. de 2	24	4,16
4485721	 3 401044 857211	7,5 x 7,5 cm	50 sach. de 2	12	5,44
4485678	 3 401044 856788	10 x 10 cm	10 sach. de 2	42	3,57
4485684	 3 401044 856849	10 x 10 cm	25 sach. de 2	24	4,80
4485690	 3 401044 856900	10 x 10 cm	50 sach. de 2	6	6,51

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

06. COMPRESSES EN NON-TISSÉ NON STÉRILES

Les + produits ALVITA™

- Douces, résistantes et très absorbantes.

Utilisation

- Soins d'hygiène nécessitant une grande douceur.

Caractéristiques

- En viscose et polyester.
- Compresse non-stériles.
- 2 dimensions (compresse pliée) : 7,5 x 7,5 cm et 10 x 10 cm.
- Non-tissé.
- 40 g/m².
- Epaisseur : 4 plis.
- Conditionnement : non stérile sous sachet papier.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6010679	 5 1055382 1313373	7,5 x 7,5 cm	Boîte de 100	40	4,03
6010680	 5 1055382 1313366	10 x 10 cm	Boîte de 100	20	4,61

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

07. COMPRESSES DE GAZE STÉRILES

Les + produits ALVITA™

- Douces, résistantes et très absorbantes.

Utilisation

- Soins médicaux et chirurgicaux (pansements, nettoyage des plaies...).

Caractéristiques

- Gaze hydrophile pur coton.
- Compresse stériles.
- 2 dimensions (compresse pliée) : 7,5 x 7,5 cm et 10 x 10 cm.
- Pliage : carré à bords rentrés.
- 17 fils.
- Epaisseur : 8 plis.
- Conditionnement : dans une pochette en papier pelable de 2 compresses.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

**TOP
DES
VENTES**



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
4485738	 3 401044 857389	7,5 x 7,5 cm	10 sach. de 2	48	3,28
4485744	 3 401044 857440	7,5 x 7,5 cm	25 sach. de 2	24	4,22
4485750	 3 401044 857501	7,5 x 7,5 cm	50 sach. de 2	6	5,53
4485773	 3 401044 857730	10 x 10 cm	10 sach. de 2	36	3,60
4485796	 3 401044 857969	10 x 10 cm	25 sach. de 2	12	4,87
4485804	 3 401044 858041	10 x 10 cm	50 sach. de 2	6	6,64

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

08. COMPRESSES OCULAIRES STÉRILES

Les + produits ALVITA™

- Douces, résistantes et très absorbantes.
- Perméables à l'air laissant respirer la peau.
- Bords rentrants pour éviter que les fils ne restent dans la plaie.

Utilisation

- Soins oculaires.

Caractéristiques :

- Pur coton hydrophile (100 %) et recouverte sur les 2 faces par de la gaze hydrophile.
- Compresse stériles.
- Dimension : 5,5 x 7,5 cm.
- Conditionnement : sous papier pelable dans une boîte cartonnée de 10 unités.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	DIMENSIONS	COND./BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
4485767	 3 664666 120303	5,5 x 7,5 cm	Boîte de 10	20	1,25

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

09. SETS DE PANSEMENT POUR PLAIES CHRONIQUES

Les + produits ALVITA™

- 1 Paire de ciseaux métallique disponible dans le set.

Utilisation

- Nettoyage et recouvrement des plaies post-opératoires avec le matériel de suture inclus.

Caractéristiques

Existe en trois références adaptées à la taille de la plaie :

- 5 Blisters rigides stériles contenant chacun :
 - 1 Champ absorbant imperméable 38 x 45 cm
 - 1 Pince anatomique bleue
 - 1 Pince anatomique verte
 - 10 Compresses en non-tissé 10 x 10 cm
 - 1 Paire de ciseaux métalliques
- Hors blister :
 - 5 Sacs collecteurs de déchets
 - 5 Films adhésifs transparents 10 x 10 cm stériles (permettant la douche)
 - 1 Notice d'emploi

Dispositif médical de classe I, CE 0459, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6234931		10 x 10 cm	5	6	9,97

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

10. SETS DE PANSEMENT POST-OPÉRATOIRES

Les + produits ALVITA™

- Existe en plusieurs dimensions pour mieux s'adapter aux différentes tailles de plaie.

Utilisation

- Nettoyage et recouvrement des plaies post-opératoires suturées non infectées.

Caractéristiques

Existe en trois références adaptées à la taille de la plaie :

- Pour les plaies inférieures à 5 cm :
 - Chaque blister stérile contient : 1 champ de soin 39 x 45 cm, 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm, 2 pinces anatomiques et 1 film adhésif 12 x 14 cm.
 - Hors blister : 3 pansements adhésifs stériles 9 x 10 cm, 3 sacs collecteurs de déchets et 1 coupe-fils.
- Pour les plaies égales ou supérieures à 5 cm et inférieures à 10 cm :
 - Chaque blister stérile contient : 1 champ de soin 39 x 45 cm, 5 compresses en non-tissé 10 x 10 cm, 2 pinces anatomiques et 1 film adhésif 15 x 20 cm.
 - Hors blister : 3 pansements adhésifs stériles 9 x 15 cm, 3 sacs collecteurs de déchets et 1 coupe-fils.
- Pour les plaies supérieures à 10 cm :
 - Chaque blister stérile contient : 1 champ de soin 39 x 45 cm, 10 compresses en non-tissé 10 x 10 cm, 2 pinces anatomiques et 2 films adhésifs 15 x 20 cm.
 - Hors blister : 3 pansements adhésifs stériles 10 x 25 cm, 3 sacs collecteurs de déchets et 1 coupe-fils.

Dispositif médical de classe I, CE 0459, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6161592		Pour plaie inférieure à 5 cm	3 soins	6	7,61
6161591		Pour plaie supérieure ou égale à 5 cm et inférieure à 10 cm	3 soins	6	8,02
6161593		Pour plaie supérieure à 10 cm	3 soins	6	11,60

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

11. PANSEMENT TULLE VASELINÉ STÉRILE

Les + produits ALVITA™

- Blanc.
- Sans odeur.
- Stérile, hypoallergénique et non adhérent.

Utilisation

- Plaie chronique : inclut notamment les ulcères de jambe, les escarres, les plaies diabétiques, les moignons d'amputation et les brûlures étendues en cas d'allongement des délais de cicatrisation.
- Plaie aigüe : inclut notamment les brûlures, greffes, prises de greffe et plaies à cicatrisation dirigée post-chirurgicale, morsures, abcès et abcès du sinus pilonidal (kyste sacro-coccygien opéré), gelures, dermabrasions profondes.

Caractéristiques

- Pansement stérile.
- Gaze de coton à mailles serrées, imprégnée de paraffine blanche sans odeur.
- Conditionnement : à l'unité dans une pochette individuelle, disponible en boîte de 10.

Remplacer par: Dispositif médical de classe IIa, CE 0459, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	DIMENSIONS	COND./BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6231864	 6 926515 478407	10 x 10 cm	Boîte de 10	60	12,78
 6336150	 6 926515 476311	10 x 40 cm	Boîte de 10	30	41,57
 6336151	 6 926515 476281	20 x 20 cm	Boîte de 10	35	41,57

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

12. PANSEMENTS ABSORBANTS NON ADHÉRENTS À LA PLAIE

Les + produits ALVITA™

- Doux, résistants et très absorbants.

Utilisation

- Absorption et drainage des plaies à forte sécrétion afin d'en favoriser la cicatrisation.
- Rembourrage et protection des plaies.

Caractéristiques

- Non adhérents et stériles.
- Forme de coussin plat composé de plusieurs couches de fibres de cellulose, enveloppées dans un non-tissé à double couche.
- Conditionnement : à l'unité dans une pochette pelable, disponible en boîte cartonnée de 10.

Dispositif médical de classe I, CE 0459, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
4506647	 3 401045 066476	10 x 10 cm	Boîte de 10	36	5,27
4506630	 3 401045 066308	10 x 20 cm	Boîte de 10	28	9,31
4506624	 3 401045 066247	15 x 20 cm	Boîte de 10	12	13,35
4506618	 3 401045 066186	20 x 25 cm	Boîte de 10	12	21,43

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

13. PANSEMENTS ADHÉSIFS STÉRILES AVEC COMPRESSE CENTRALE

Les + produits ALVITA™

- Compresse centrale non adhérente.
- Hypoallergéniques.

Utilisation

- Soins des plaies opératoires, soins d'urgence (hors plaies hémorragiques).
- Fixation de cathéters.
- Protection et cicatrisation des petites plaies superficielles.

Caractéristiques

- Pansement stérile.
- Compresse centrale non adhérente sur un support en non-tissé aéré adhésif et multi-extensible.
- Conditionnement : sous pochette pelable individuelle, en boîte distributrice.

Ces pansements sont des dispositifs médicaux de classe IIb, CE 0123, consultez la notice pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
4753392		5 x 7,2 cm	Boîte de 5	20	2,28
4753400		9 x 10 cm	Boîte de 5	20	4,36
8141964		9 x 15 cm	Boîte de 5	20	7,76
8141935		10 x 20 cm	Boîte de 5	20	9,92
6042699		5 x 7,2 cm	Boîte de 10	20	3,25
6042701		9 x 10 cm	Boîte de 10	20	6,23
6042706		9 x 15 cm	Boîte de 10	20	11,08
6042712		10 x 20 cm	Boîte de 10	20	14,17

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

14. SPARADRAPS DE MAINTIEN ET DE FIXATION

Les + produits ALVITA™

- Perméables à l'air laissant respirer la peau.
- Hypoallergéniques.
- Papier quadrillé pour faciliter le découpage.

Utilisation

- Fixation et maintien de compresses, pansements (moyennes et grandes surfaces, zones articulaires, etc.), cathéters et drains.

Caractéristiques

- Sparadrap en rouleau découpable en non-tissé, extensible en largeur.
- Recouvert d'un papier de protection quadrillé permettant une découpe facile et fendu longitudinalement pour faciliter l'application.
- Se pose sans faire de plis et sans risque de rupture.
- Conditionnement : à l'unité dans une boîte cartonnée.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

**TOP
DES
VENTES**



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
4753417	 3 401047 534171	5 cm x 10 m	1	120	3,74
4753423	 3 401047 534232	10 cm x 10 m	1	90	5,49

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

15. SPARADRAPS MICROPOREUX AVEC DÉVIDOIR

Les + produits ALVITA™

- Perméables à l'air laissant respirer la peau.
- Hypoallergéniques.

Utilisation

- Maintien prolongé de tous types de pansements chez les sujets à peau fragile.

Caractéristiques

- Film dermique adhésif non extensible constitué de 2 éléments :
 - Un support en non tissé, microporeux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, sécable sans ciseaux.
 - Un adhésif hypoallergénique à base de polyacrylate.
- Conditionnement : à l'unité dans une boîte cartonnée.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
4506682	 3 401045 066827	2,5 cm x 5 m	1	30	1,45
4506676	 3 401045 066766	2,5 cm x 7,5 m	1	20	1,45
4506653	 3 401045 066537	2,5 cm x 9,14 m	1	20	1,66

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

**TOP
DES
VENTES**

16. BANDES EXTENSIBLES

Les + produits ALVITA™

- Souples et hypoallergéniques.
- Lavables et stérilisables.

Utilisation

- Bandage en traumatologie articulaire, fixation et maintien de pansements.

Caractéristiques

- Bande extensible en coton et polyamide.
- Conditionnement : à l'unité ou par 20 unités.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
4487619	 3 664666 120792	5 cm x 3 m	1	90	0,31
4487602	 3 664666 120815	7 cm x 3 m	1	90	0,44
4487594	 3 664666 120761	10 cm x 3 m	1	90	0,61
4487536	 3 664666 120808	5 cm x 4 m	1	90	0,38
4495607	 3 664666 120822	7 cm x 4 m	1	90	0,54
4495599	 3 664666 120785	10 cm x 4 m	1	90	0,73
6081979	 3 664666 120723	5 cm x 3 m	20 sous cello	36	6,20
6081985	 3 664666 120747	7 cm x 3 m	20 sous cello	20	8,80
6081991	 3 664666 120709	10 cm x 3 m	20 sous cello	16	12,20
6082016	 3 664666 120730	5 cm x 4 m	20 sous cello	36	7,60
6082022	 3 664666 120754	7 cm x 4 m	20 sous cello	20	10,80
6082039	 3 664666 120716	10 cm x 4 m	20 sous cello	16	14,60

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

17. BANDES DE CRÊPE

Les + produits ALVITA™

- Souples et hypoallergéniques.
- Lavables et stérilisables.

Utilisation

- Fixation de pansements, maintien articulaire et musculaire.

Caractéristiques

- Coton blanchi (100 %).
- Largeurs : 5 cm, 7 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm.
- Conditionnement : à l'unité dans une boîte cartonnée.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

TOP
DES
VENTES



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
4487588	 3 401044 875888	5 cm x 4 m	1	72	0,80
4487571	 3 401044 875710	7 cm x 4 m	1	84	0,98
4487565	 3 401044 875659	10 cm x 4 m	1	72	1,25
4487559	 3 401044 875598	15 cm x 4 m	1	48	1,85
4487542	 3 401044 875420	20 cm x 5 m	1	24	2,99

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

18. BANDES DE CONTENTION

Les + produits ALVITA™

- Hypoallergéniques.
- Tissu déchirable et réutilisable.

Utilisation

Cette bande est préconisée pour la prévention et le traitement en :

- Traumatologie (maintien de pansements, contusions, déchirures musculaires, entorses, hyperlaxité ligamentaire, traumatismes musculo-tendineux, maintien d'attelles...).
- Phlébologie (varices, ulcères variqueux, hypodermes, maladie thrombo-embolique...).

Caractéristiques

- Bande cohésive et élastique en 1 sens qui adhère sur elle-même sans coller ni à la peau ni aux pansements, réajustable à tout moment.
- 44 % polyester, 10 % polyuréthane, 46 % caoutchouc. Contention légère.
- Largeurs : 7 cm et 10 cm. Longueurs : 3 m et 3,5 m.
- Conditionnement : à l'unité dans une boîte cartonnée.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	COLORIS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6120355		7 cm x 3 m	Blanc	1	48	8,01
6120358		7 cm x 3 m	Chair	1	48	8,01
6120357		10 cm x 3,5 m	Blanc	1	48	11,41
6120356		10 cm x 3,5 m	Chair	1	48	11,41

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

19. BANDES ADHÉSIVES ÉLASTIQUES

Les + produits ALVITA™

- Hypoallergéniques.
- Aérées par stries évitant la macération de la peau.

Utilisation

- Bandes utilisées en phlébologie (insuffisance veineuse, œdèmes après stripping et sclérose de varices).
- En traumatologie et orthopédie (strapping, tennis elbow, claquage, entorse).
- Pour la fixation de pansements.

Caractéristiques

- Bande de maintien et de contention élastique dans le sens longitudinal, adhésive, aérée par stries évitant la macération de la peau.
- En coton et polyamide avec des lisières tissées, à élasticité longitudinale supérieure à 40 %.
- L'adhésif qui est à base d'oxyde de zinc, est recouvert d'un film protecteur en feuille de polyéthylène.
- Largeurs : 3 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm. Longueur : rouleau de 2,5 m.
- Conditionnement : à l'unité dans une boîte cartonnée.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
4506050	 3 401045 060504	3 cm x 2,5 m	1	24	1,15
4506044	 3 401045 060443	6 cm x 2,5 m	1	24	2,30
4506038	 3 401045 060382	8 cm x 2,5 m	1	24	3,07
4506021	 3 401045 060214	10 cm x 2,5 m	1	24	3,84

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

20. COTON CHIRURGICAL

Les + produits ALVITA™

- Coton hydrophile conforme à la pharmacopée européenne.
- Hypoallergénique.
- Fermeture pression avec inviolabilité.

Caractéristiques

- Coton chirurgical hydrophile (100 %).
- Pliage en accordéon.
- Conditionnement : en sachet plastique fermeture pression avec inviolabilité.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	POIDS	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
4485649	 5 055382 305316	100 g	12	1,56

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

21. GANTS D'EXAMEN LATEX POUDRÉS

Les + produits ALVITA™

- Résistants.
- Bords roulés pour éviter le déchirement à l'enfillement.

Utilisation

- Protection du patient lors de l'examen.

Caractéristiques

- En latex de caoutchouc naturel poudré à l'amidon de maïs.
- Ambidextres et non stériles.
- Usage unique.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	TAILLE	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6311891	 5 055382 305088	S	Boîte de 100	10
6311890	 5 055382 305095	M	Boîte de 100	10
6311892	 5 055382 305101	L	Boîte de 100	10

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

22. GANTS D'EXAMEN LATEX NON POWDRÉS

Les + produits ALVITA™

- Résistants.
- Bords roulés pour éviter le déchirement à l'enfilement.

Utilisation

- Protection du patient lors de l'examen.

Caractéristiques

- En latex de caoutchouc naturel non poudré.
- Ambidextres et non stériles.
- Usage unique.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	TAILLE	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6311888	 5 055382 305118	S	Boîte de 100	10
6311887	 5 055382 305125	M	Boîte de 100	10
6311889	 5 055382 305132	L	Boîte de 100	10

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

23. GANTS D'EXAMEN VINYLE NON POWDRÉS

Les + produits ALVITA™

- Résistants.
- Bords roulés pour éviter le déchirement à l'enfilement.

Utilisation

- Protection du patient lors de l'examen.

Caractéristiques

- En vinyle non poudrés.
- Ambidextres et non stériles.
- Usage unique.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations



ACL 7	ACL 13 / GTIN	TAILLE	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6269317	 5 055382 305170	S	Boîte de 100	10
6303779	 5 055382 305187	M	Boîte de 100	10
6303778	 5 055382 305194	L	Boîte de 100	10

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.

24. GANTS D'EXAMEN NITRILE NON POUDRÉS

Les + produits ALVITA™

- Très résistants au déchirement.
- Bords roulés pour éviter le déchirement à l'enfillement.

Utilisation

- Protection du patient lors de l'examen.

Caractéristiques


- Ambidextres et non stériles.
- Usage unique.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	TAILLE	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
2056430	 5 055382 305200	S	Boîte de 100	10
6314864	 6 905642 864338	M	Boîte de 100	10
6314607	 6 905642 864345	L	Boîte de 100	10

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES LPP, REMBOURSABLES AU TARIF LPP.



Diabète


LES + ALVITA™

- Technologie paroi fine pour une injection indolore
- Compatibilité avec l'ensemble des stylos à insuline
- Dispositif de recouvrement des aiguilles
- Conforme à la réglementation LPP

Innovations 2023

Une petite piquûre de rappel !


Nouvelle gamme
aiguilles pour stylo à insuline !



Large choix de taille



Disponibles au fil de l'eau :
entre 24 et 48 heures



Conçus par Sylamed



Remboursés LPPR



alvita

Aiguilles stériles apyrogènes et atoxiques pour thérapie insulinaire sous-cutanée.
Dispositif médical de classe IIa. Fabricant : Berpu Medical Technology Co., Ltd. Lire attentivement la notice d'instruction du produit avant utilisation.

01. AIGUILLES POUR STYLO INJECTEUR D'INSULINE

Les + produits ALVITA™

- Technologie paroi fine pour une injection indolore.
- Dispositif de recouvrement des aiguilles.

Utilisation

- Injection sous-cutanée d'insuline.
- Usage unique.
- Compatible avec la plupart des stylos à insuline sur le marché.

Caractéristiques

- Aiguilles stériles apyrogènes et atoxiques pour thérapie insulinaire sous-cutanée.
- Compatibles avec l'ensemble des stylos injecteurs d'insuline.
- Disponibles en plusieurs longueurs et diamètres. Pour déterminer la taille la plus adaptée, le patient doit consulter un médecin.
- Boîte de 100.

Ces aiguilles sont des dispositifs médicaux de classe IIa, CE 0123, consultez la notice pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6339412	 6 949236 203103	5 mm - 31 G	50	14,77
6339409	 6 949236 203110	8 mm - 31 G	50	14,77

02. AIGUILLES POUR STYLO INJECTEUR D'INSULINE

Les + produits ALVITA™

- Technologie paroi fine pour une injection indolore.
- Dispositif de recouvrement des aiguilles.

Utilisation

- Injection sous-cutanée d'insuline.
- Usage unique.
- Compatible avec la plupart des stylos à insuline sur le marché.

Caractéristiques

- Aiguilles stériles apyrogènes et atoxiques pour thérapie insulinaire sous-cutanée.
- Compatibles avec l'ensemble des stylos injecteurs d'insuline.
- Disponibles en plusieurs longueurs et diamètres. Pour déterminer la taille la plus adaptée, le patient doit consulter un médecin.
- Boîte de 100.

Ces aiguilles sont des dispositifs médicaux de classe IIa, CE 0123, consultez la notice pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6339411	 6 949236 203127	4 mm - 32 G	50	14,77
6339413	 6 949236 203134	5 mm - 32 G	50	14,77
6339410	 6 949236 203141	8 mm - 32 G	50	14,77



Incontinence

LES + ALVITA™

- Des produits de qualité fabriqués en France
- Des prix de vente conseillés attractifs
- Respect de la peau
- Produits sans latex
- 12 références Alvita™ pour répondre à chaque besoin



Pensez à vous abonner
pour bénéficier de conditions
optimales au fil de l'eau
toute l'année

Nouvelle Alèse maxi

Découvrez la nouvelle alèse maxi Alvita !

Pour une **absorption maximale** !



**Noyau en cellulose absorbante
pour une protection maximale**



**Face arrière imperméable
pour une protection supplémentaire**



alvita

Dispositifs médicaux de classe I, marqués CE. Fabricant : Ontex BV.

Bien choisir sa protection Alvita™




	 CULOTTES ABSORBANTES			 CHANGES COMPLETS			 ALÈSES	
	RÉFÉRENCE	ABSORPTION	TOUR DE TAILLE	RÉFÉRENCE	ABSORPTION	TOUR DE TAILLE	DIMENSIONS	ABSORPTION
Fuites modérées	Super Medium	4	80 - 110 cm	Super Medium	4	80 - 110 cm	60 x 90 cm	3
	Super Large	5	100 - 135 cm	Super Large	5	105 - 150 cm		
Fuites sévères	Maxi Medium	6	80 - 110 cm	Maxi Medium	6	80 - 130 cm		
	Maxi Large	7	100 - 135 cm	Maxi Large	7	105 - 150 cm		
	Maxi Extra-Large	8	120 - 160 cm	Maxi Extra-Large	8	110 - 160 cm		

01. ALÈSES

Les + produits ALVITA™

- Répartition optimale des liquides.
- Étanchéité.
- Ultra-doux.
- Sans latex.



Utilisation

- Protection literie et fauteuils.

Caractéristiques

- Une face de cellulose en gaufrage diamant pour une meilleure diffusion des liquides et une face imperméable plastifiée.
- Matelas ultra absorbant grâce à son voile en forme de losange pour une meilleure sécurité antifuite.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



**DORMEZ SEREIN
AVEC LA NOUVELLE
ALÈSE MAXI ALVIDA !**

ACL 7	ACL 13 / GTIN	POIDS	TAILLE	NOMBRE PAR PAQUET	ABSORPTION MAXIMALE	REPÈRE	CARTON STANDARD
6330395	 5 055382 305873	95 g	60 x 90 cm	30	1 650 ml		4
 6341466	 5 055382 307020	95 g	60 x 90 cm	30	A VENIR		4

02. CULOTTES ABSORBANTES

Les + produits ALVITA™

- Super absorbant : double tampon.
- Voile confort anti-humidité.
- Barrière anti-fuite.
- Enveloppe respirable.
- Hypoallergénique.
- Sans latex.
- Témoin d'humidité.
- Facile à enfiler, à retirer et à jeter.
- Limite les odeurs.
- Enveloppe extérieure silencieuse.



Utilisation

- Incontinence modérée à sévère.
- Pour les personnes mobiles à la recherche d'un produit très discret.

Caractéristiques

- Protection ressemblant à un sous-vêtement classique doté d'un corps absorbant.



Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

ACL 7	ACL13 / GTIN	MODÈLE	TAILLE	TOUR DE TAILLE (EN CM)	NOMBRE PAR PAQUET	ABSORPTION MAXIMALE	REPÈRE	CARTON STANDARD
9959945	 5 055382 311751	Super	Medium	80 - 110	14	1 430 ml		8
9959951	 5 055382 311775	Super	Large	100 - 135	14	1 430 ml		8
9959974	 5 055382 311744	Maxi	Medium	80 - 110	14	2 090 ml		8
9959968	 5 055382 311348	Maxi	Large	100 - 135	14	2 090 ml		8
6330406	 5 055382 305972	Maxi	Extra-Large	120 - 160	14	2 090 ml		8

03. CHANGES COMPLETS

Les + produits ALVITA™

- Super absorbant : double tampon.
- Voile confort anti-humidité.
- Barrière anti-fuite.
- Enveloppe respirable.
- Hypoallergénique.
- Sans latex.
- Témoin d'humidité.
- Aide au change.
- Limite les odeurs.
- Enveloppe extérieure silencieuse.


Utilisation

- Incontinence modérée à sévère.
- Pour les personnes à mobilité réduite ou alitées.

Caractéristiques

- Change complet avec attaches repositionnables.
- Optimisation du matelas.
- Moins encombrant, mais toujours aussi performant.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	MODÈLE	TAILLE	TOUR DE TAILLE (EN CM)	NOMBRE PAR PAQUET	ABSORPTION MAXIMALE	REPÈRE	CARTON STANDARD
6330400	 5 055382 305781	Super	Medium	80 - 130	24	2 915 ml		4
6330399	 5 055382 305804	Super	Large	105 - 150	24	2 915 ml		4
6330397	 5 055382 305828	Maxi	Medium	80 - 130	20	3 700 ml		4
6330396	 5 055382 305934	Maxi	Large	105 - 150	20	3 930 ml		4
6330398	 5 055382 305859	Maxi	Extra-large	110 - 160	20	4 450 ml		3



Home Tests

LES + ALVITA™

- Une gamme complète
- Certifié conforme European Society of Hypertension
- Des tensiomètres garantis deux ans
- 11 références + les embouts Alvita™

01. TESTS DE GROSSESSE

Les + produits ALVITA™

- Fiabilité à 99 % et sensibilité à 25 mUI HCG / ml.
- Lecture de résultat facile grâce à la petite fenêtre prévue à cet effet.

Utilisation

- Test pour rechercher la présence de gonadotrophine chorionique humaine (hormone HCG) dans l'urine pour une détection de la grossesse.

Caractéristiques

- Sensibilité : 25 mUI d'HCG / ml d'urine.
- Temps de lecture : 3 minutes.
- Fiable à 99 %.
- Utilisation à partir de la date présumée des règles.

Composition

- Test de grossesse et dessicant (capteur d'humidité).

Dispositif médical de diagnostic in vitro, CE 0123, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6090482	 5 055382 306023	1	270
6090483	 5 055382 306047	2	270

02. TEST DE GROSSESSE RÉPONSE ULTRA PRÉCOCE

Les + produits ALVITA™

- Fiabilité à 99 % et sensibilité à 10 mUI HCG / ml.
- Utilisable jusqu'à 5 jours avant la date présumée des règles.

Utilisation

- Test pour rechercher la présence de gonadotrophine chorionique humaine (hormone HCG) dans l'urine pour une détection précoce de la grossesse.

Caractéristiques

- Sensibilité : 10 mUI d'HCG / ml d'urine.
- Temps de lecture : 3 minutes.
- Fiable à 99 %.
- Peut être utilisé jusqu'à 5 jours avant la date présumée des règles.



Composition

- Test de grossesse et dessicant (capteur d'humidité).

Dispositif médical de diagnostic in vitro, CE 0123, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6234837	 5 055382 306009	1	270

03. TESTS D'OVULATION

Les + produits ALVITA™

- Fiabilité à 99 % et sensibilité à 35 mUI LH/ml.
- Utilisation facile.
- Format 7 tests pour 1 semaine complète d'utilisation.

Utilisation

- Aide à identifier la période la plus fertile du mois en détectant la période de montée de l'hormone lutéinisante.

Caractéristiques

- Sensibilité : 35 mUI LH/ml d'urine.
- Temps de lecture : 3 minutes.
- Fiable à 99 %.



Composition

- Test d'ovulation et dessicant (capteur d'humidité).

Dispositif médical de diagnostic in vitro, CE 0123, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

ACL 7

ACL 13 / GTIN

COND / BOÎTE

CARTON STANDARD

6410472



7

48

04. THERMOMÈTRE AURICULAIRE À INFRAROUGE

Les + produits ALVITA™

- Non invasif et mesure en 1 seconde.
- Rapide, sûr et précis.
- Alarme de fièvre.
- Mémoire sur les 9 dernières mesures.

Utilisation

- Mesure de la température corporelle dans le canal auditif, chez l'adulte et l'enfant.
- Doté d'un détecteur infrarouge, le thermomètre auriculaire est non invasif et mesure la température corporelle dans le canal auditif.
- Pour obtenir des mesures précises, s'assurer qu'un embout de protection de sonde neuf et propre est fixé au thermomètre avant chaque mesure et que le canal auditif est propre.

Caractéristiques

- Fonction mémoire qui conserve les 9 dernières mesures.
- Echelle de mesure : 34,0°C à 42,2°C.
- Précision : $\pm 0,2^\circ\text{C}$ entre 35,0°C et 42,2°C et $\pm 0,3^\circ\text{C}$ en-dessus et en-dessous de ces températures.
- Mesure en 1 seconde.
- Arrêt automatique : 60 secondes.
- Bips sonores.
- Garantie : 2 ans.

Composition

- Un thermomètre auriculaire à infrarouge et sa notice d'utilisation.
- 20 embouts de protection sonde.
- Pile.

Dispositif médical de classe IIa, CE 0598, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



Les embouts de protection sonde de rechange pour thermomètre infrarouge sont également disponibles à la vente.

- L'embout de sonde doit être remplacé avant chaque nouvelle utilisation pour garantir une mesure précise et éviter une contamination.
- Conditionnement : boîte de 20 embouts jetables.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6023138	 5 055382 316268	1	40

Embouts de protection

ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6023136	 5 055382 303015	Boîte de 20	150

05. THERMOMÈTRE DIGITAL ÉLECTRONIQUE EMBOUT RIGIDE

Les + produits ALVITA™

- Prise de température précise.
- Boîtier protecteur rigide.

Utilisation

- Mesure de la température du corps, par voie buccale ou axillaire.

Caractéristiques

- Précision : au 1/10° de degré entre 32°C et 43°C.
- Affichage écran à cristaux liquides à 3 chiffres.
- Bip sonore.
- Garantie : 2 ans.

Composition

- 1 thermomètre, 1 boîtier de protection, 1 notice d'utilisation.

Dispositif médical de classe IIa, CE 0197, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7

ACL 13 / GTIN

COND / BOÎTE

CARTON STANDARD

6329601



1

200

06. THERMOMÈTRE DIGITAL À EMBOUT FLEXIBLE

Les + produits ALVITA™

- Prise de température précise et rapide.
- Boîtier protecteur rigide.
- Confort d'utilisation chez l'enfant et le nourrisson.

Utilisation

- Mesure de la température du corps, par voie buccale, axillaire, ou rectale.

Caractéristiques

- Précision : au 1/10° de degré entre 35,5°C et 42°C. et au 2/10° de degré en dessous de 35,5°C ou au dessus de 42°C.
- Durée de la mesure : 20 secondes.
- Embout métallique en caoutchouc flexible qui rend plus confortable son utilisation chez l'enfant et le nourrisson.
- Bip sonore.
- Garantie : 2 ans.

Composition

- 1 thermomètre, 1 boîtier de protection, 1 notice d'utilisation.

Dispositif médical de classe IIa, CE 0197, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6329599	 5 055382 306535	1	300

07. TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE DE POIGNET

Les + produits ALVITA™

- Gonflage confortable du bracelet.
- 60 mémoires.
- Validé conformément aux critères définis par la Société Européenne d'Hypertension.

Utilisation

- Automesure au poignet de la pression sanguine systolique et diastolique, et de la fréquence cardiaque chez l'adulte par méthode oscillométrique.

Caractéristiques

- Affichage digital par cristaux liquides et simultané de la systole, de la diastole et de la fréquence cardiaque.
- 60 mémoires.
- Gonflage et dégonflage automatique.
- Bracelet : compatible pour un tour de poignet de 13,5 cm à 21,5 cm.
- Echelle de mesure • Pression : 40 - 230 mmHg (mercure).
 - Poulx : 40 - 199 pulsations / minute.
- Précision • 3 mm Hg pour les valeurs tensionnelles
 - 5 % pour les valeurs de poulx lues.
- Arrêt automatique après 1 minute de non utilisation.
- Détecteur de mouvements
- Indicateur de batterie faible

Composition

- Tensiomètre de poignet, 1 bracelet standard, 2 piles, 1 manuel d'utilisation, 1 pochette de rangement.

Dispositif médical de classe IIa, CE 0123, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6329375	 5 055382 306283	1	24

08. TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE DE BRAS

Les + produits ALVITA™

- Indicateur de risque d'hypertension.
- 90 mémoires.
- Validé conformément aux critères définis par la Société Européenne d'Hypertension.

Utilisation

- Automesure de la pression systolique, diastolique et du rythme cardiaque chez l'adulte par méthode oscillométrique.

Caractéristiques

- Echelles de mesures • pression 40 à 230 mm Hg (mercure),
• pouls 40 à 199 pulsations par minute.
- Affichage : écran digital à cristaux liquides.
- Gonflage et dégonflage automatique.
- Détecteur de mouvement : l'utilisateur doit rester immobile pendant la mesure.
- Indicateur de risque d'hypertension.
- Détecteur de trouble du rythme cardiaque (IHB) : icône en forme d'un cœur avec une loupe en cas d'arythmie détectée.
- Arrêt automatique après une minute de non utilisation.
- Diamètre du brassard 22/42 cm.

Composition

- Tensiomètre de bras, un brassard taille adulte avec son tuyau de raccordement, 4 piles, un manuel d'utilisation, un boîtier de rangement.

Dispositif médical de classe IIa, CE 0123, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7

ACL 13 / GTIN

COND / BOÎTE

CARTON STANDARD

6329377



1

18

09. TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE DE BRAS – AVANCÉ

Les + produits ALVITA™

- Fonction Date/Heure.
- Boîtier de rangement.
- 90 mémoires par utilisateur, 2 utilisateurs + 1 mode invité
- Écran Géant.
- Validé conformément aux critères définis par la Société Européenne d'Hypertension.

Utilisation

- Automesure de la pression systolique, diastolique et du rythme cardiaque chez l'adulte par méthode oscillométrique.

Caractéristiques

- Cliniquement testé.
- Détecteur d'arythmies (IHB).
- Détecteur de mouvement.
- Indicateur de risque d'hypertension.
- Fiche de suivi de la tension artérielle.
- Mode invité.
- Gonflage et dégonflage automatique.
- Diamètre du brassard 24/40 cm.
- Garantie : 3 ans.

Composition

- Tensiomètre de bras – avancé, piles, boîtier de rangement, brassard universel et manuel d'utilisation

Dispositif médical de classe IIa, CE 0123, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6002959	 5 055382 304944	1	12

Nouveau code dès novembre

ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6329376	 5 055382 306269	1	12

A photograph of a man with a beard and brown hair, wearing a blue denim shirt, holding a baby. The baby is wearing a blue and white striped shirt and is looking down. The background is a blurred green landscape. Two teal-colored rounded rectangular overlays are positioned on the right side of the image, containing text.

Hygiène

LES + ALVITA™

- Une gamme complète pour l'hygiène au quotidien
- Des produits dédiés aux bébés

01. RECTANGLES DE COTON

Les + produits ALVITA™

- Coton de haute qualité.
- Doux.
- Absorbants.

Utilisation

- Pour la toilette des bébés.
- Pour tous les soins de la peau.

Caractéristiques

- 200 rectangles de coton.
- Coloris : blanc.
- Dimension 8 x 10 cm.
- 100 % pur coton.



**TOP
DES
VENTES**

ACL 7

ACL 13 / GTIN

COND / BOÎTE

CARTON STANDARD

6027505



Sachet de 200 rectangles
de coton

10

02. RECTANGLES DE COTON BIOLOGIQUE

Les + produits ALVITA™

- Coton biologique de haute qualité
- Doux
- Absorbant

Utilisation

- Pour la toilette des bébés.
- Pour tous les soins de la peau.

Caractéristiques

- 180 rectangles de coton.
- Dimension 8 x 10 cm.
- 100% pur coton biologique.



BIOLOGIQUE

ACL 7

ACL 13 / GTIN

COND / BOÎTE

CARTON STANDARD

6274293



Sachet de 180 rectangles
de coton biologique

10

03. DISQUES À DÉMAQUILLER

Les + produits ALVITA™

- Extra doux.
- Fermeture cordelière.
- Existents en plusieurs formats pour différents besoins.



Utilisation

- Soins d'hygiène et de beauté.

Caractéristiques

- Fibres de coton croisées.
- Conditionnement en sachet plastique à cordelière.

ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
4214169	 5 055382 305255	Sac de 50 disques grand format	24
4214175	 5 055382 305361	Sac de 80 disques de coton pour bébés	24
4494418	 5 055382 305262	Sac de 100 disques à démaquiller	24

04. COTON DERMATOLOGIQUE

Les + produits ALVITA™

- Anallergique.

Caractéristiques

- Coton hydrophile (100 %).
- Plié en accordéon.
- Sachet plastique avec glissière.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
4494453	 5 055382 305279	50 g	12
4494476	 5 055382 305286	100 g	25

05. LINGETTES NETTOYANTES POUR BÉBÉ

Les + produits ALVITA™

- Pratique et rapide d'utilisation.
- Testées dermatologiquement sur les peaux sensibles.
- Ingrédients naturels : eau d'orange douce et aloé vera de Méditerranée.

Utilisation

- Parfaitement adaptées à la toilette quotidienne de la peau sensible des bébés et des nouveaux-nés.
- PH physiologique.
- Lingettes apaisantes et adoucissantes.



Caractéristiques

- 72 lingettes.
- Coloris : blanc.
- Dimension 21 x 5 cm.

ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6041482	 8 1011502 1006713	Pack de 72 lingettes	12

06. HUILE D'AMANDE DOUCE

Les + produits ALVITA™

- Hydrate et protège la peau.
- Soins de la peau du bébé.

Indications

- Nourrir et hydrater la peau sensible.
- Prévenir et atténuer les vergetures dues à la grossesse.
- Soulager la peau après exposition au soleil.
- Utiliser pour massages corporels.

Caractéristiques

- Texture huileuse.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6235576	 5 055382 399995	100 ml	12

07. BÂTONNETS SÉCURITÉ SPÉCIAL BÉBÉ

Les + produits ALVITA™

- Réduction des risques de lésions du conduit auditif.
- Les extrémités ne sont pas altérées durant une utilisation normale.

Utilisation

- Nettoyage en douceur du contour des yeux, du pavillon auriculaire, du nez et du nombril chez le bébé.

Caractéristiques

- 100 % coton.
- Bâtonnets en papier.
- Extrémités adaptées aux conduits auditifs du bébé.
- Maintien des extrémités en coton durant un usage normal.

RÉPOND
AUX NORMES
DE LA LOI
BIODIVERSITÉ



ACL 7

ACL 13 / GTIN

COND / BOÎTE

CARTON STANDARD

6035684



Boîte de 60

48

08. BÂTONNETS COTON-TIGE

Les + produits ALVITA™

- Manche flexible.
- Coton extra doux.

Utilisation

- Nettoyage en douceur des orifices auriculaires et nasaux.
- Application de substances liquides sur une plaie ou toute autre partie du corps.

Caractéristiques

- Bâtonnets en papier.
- Pur coton extra doux.

Ne pas faire pénétrer le bâtonnet dans l'oreille interne.

RÉPOND
AUX NORMES
DE LA LOI
BIODIVERSITÉ



ACL 7

ACL 13 / GTIN

COND / BOÎTE

CARTON STANDARD

6035682



Boîte de 200

48

09. SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

Les + produits ALVITA™

- Utilisation pratique grâce au format unidose.
- Sans correcteurs, sans conservateurs, sans agents tampons.

Utilisation

Conseillé chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte :

- Pour l'hygiène nasale : soulagement symptomatique du catarrhe nasal.
- Pour l'hygiène oculaire : réduit les problèmes liés à des conditions environnementales défavorables telles qu'une atmosphère enfumée, la climatisation, le chauffage, un environnement sec, etc.
- Pour tous types de lentilles de contact : nettoie et prévient la déshydratation des lentilles hydrophiles, convient aux pastilles d'enzymes solubles.

Caractéristiques

- Format unidose sans correcteurs, sans conservateurs, ni agents tampons.

Dispositif médical de classe IIa CE 0459.



ACL 7

ACL 13 / GTIN

COND / BOÎTE

CARTON STANDARD

6023140



5 10553821 314318

Unidose 30 x 5 ml

30

10. SPRAY POUR HYGIÈNE NASALE

Les + produits ALVITA™

- Sans conservateurs, sans parabène, sans Phénoxyéthanol.
- Eau de mer naturelle.

Utilisation

- Aide au soulagement de la congestion nasale liée à la sinusite, à l'encombrement du nez, aux rhumes, au rhume des foins et aux allergies chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte.

Caractéristiques

- Solution physiologique stérile à base d'eau de mer naturelle.
- Isotonique.

Dispositif médical de classe IIa, CE 0431, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7

ACL 13 / GTIN

COND / BOÎTE

CARTON STANDARD

5437003



5 10 553 821 311 041

100 ml

48

11. MOUCHOIRS

Les + produits ALVITA™

- Résistants et doux.
- Non irritants.
- Existent en plusieurs formats pour différents besoins.

Utilisation

- Elimination des mucosités nasales (usage unique), soins d'hygiène divers, toilette et démaquillage.

Caractéristiques

- Mouchoirs de papier aseptiques à jeter.
- Pure ouate de Cellulose.
- Dimensions d'un mouchoir déplié : 21 x 21 cm.
- Coloris : blanc.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
9660749	 5 055382 305743	Boîte de 150	24
4494430	 5 055382 305774	Pack de 6 x 10	36

12. CRÈME MAINS RÉPARATRICE

Les + produits ALVITA™

- Apaise et rend les mains douces et parfumées.
- Hydratation, réparation et protection des mains abimées.

Utilisation

- Appliquer aussi souvent que nécessaire pour une hydratation des mains.
- Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 6 ans.

Caractéristiques

- Parfum agréable.
- Texture fondante, pénètre rapidement.



ACL 7

ACL 13 / GTIN

COND / BOÎTE

CARTON STANDARD

6078211



8 1430291 002315

100 ml

12

13. MASQUE BARRIÈRE

Les + produits ALVITA™

- Deux tailles disponibles : adulte et junior (6-12ans).
- Réutilisable 100 fois.
- 99 % de filtration.

Indications

- Usage au quotidien pour une durée de 4 h.

Caractéristiques

- Vendu par lot de deux masques.
- Conforme à la spécification AFNOR S76 – 001 – V1.10



ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6256470	5 055382 304135	Masque adulte Lot de 2	540
6256472	5 055382 304111	Masque junior Lot de 2	660

14. GEL NETTOYANT POUR LES MAINS

Les + produits ALVITA™

- Parfum agréable à l'extrait d'Aloe Vera.
- Formule apaisante et hydratante.
- Mains douces, fraîches et propres.

Indications

- Séchage rapide.

Caractéristiques

- Contenance de 100 ml.
- 70 % d'alcool.



70%
D'ALCOOL

ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND / BOÎTE	CARTON STANDARD
6256471	5 055382 304142	100 ml	55



Bien-être

LES + ALVITA™

- ⦿ 6 références pour votre confort
- ⦿ Des produits simples à utiliser

01 ■ BOUCHONS D'OREILLE

Les + produits ALVITA™

- Etui de transport inclus.

Descriptif

- Pour dormir, travailler et voyager

Utilisation

- Les bouchons d'oreille Alvita sont conçus pour couvrir l'ouverture de l'oreille et aider à réduire les bruits nocifs ou irritants.

Consultez la notice pour plus d'informations.

DISPONIBLE
JANVIER
2024
À PARTIR DE



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	CARTON STANDARD
6362867	 5 055382 307402	BOUCHON OREILLE ALVITA SILICONE 3	400
6362866	 5 055382 307532	BOUCHON OREILLE ALVITA MOUSSE 3	400

02. BOUILLOTTE

Les + produits ALVITA™

- Sans latex.
- Hypoallergénique.

Utilisation

- Soulage les douleurs atténuées par la chaleur.

Caractéristiques

- En PVC (sans latex).
- Capacité de 2 L.
- Fermée par un bouchon à vis.
- Garantie : 2 ans.



ACL 7

ACL 13 / GTIN

COND / BOÎTE

CARTON STANDARD

5437026



5 1055382 1310587

1

20

03. SPRAY AURICULAIRE NETTOYANT

Les + produits ALVITA™

- Hygiénique et doux.

Utilisation

- Nettoyage de l'oreille.

Caractéristiques

- Micro-diffusion de gouttelettes.
- Utilisable chez l'enfant de plus de 30 mois.

Dispositif médical de classe IIa, CE 0431, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7

ACL 13 / GTIN

COND / BOÎTE

CARTON STANDARD

6042784



5 1055382 1311447

100 ml

48

04. PATCH CHAUFFANT

DISPONIBLE
JANVIER
2024
À PARTIR DE

Les + produits ALVITA™

- Soulagement durable et ciblé de la douleur
- Soulage la douleur pendant 8 heures

Descriptif

- Le Patch Chauffant Alvita permet un soulagement durable des douleurs mineures, des raideurs articulaires et des douleurs musculaires et articulaires. La chaleur dégagée par le patch stimule la circulation sanguine dans la zone concernée et soulage ainsi la douleur.
- Il s'agit d'un dispositif activé par l'air, autochauffant, jetable et non médicamenteux. Il génère de la chaleur lorsque la poudre de fer, le charbon actif, les sels et l'eau contenus dans le patch entrent en contact avec l'oxygène de l'air et subissent une réaction d'oxydation

Utilisation

- Déchirer l'emballage plastique juste avant d'utiliser le patch, et décoller le papier pour révéler la face adhésive.
- Utiliser sur une peau propre et sèche ou sur les vêtements. Placez le patch sur la zone douloureuse, la face adhésive sur la peau ou sur le sous-vêtement. Fixer fermement.

Ce patch est un dispositif médical de classe IIa CE0459

Consultez la notice pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	CARTON STANDARD
6362880	 5 055382 308461	Patch adhésif autochauffant 13 cm x 9,5cm	54

05. COMPRESSE CHAUD/FROID

DISPONIBLE
JANVIER
2024
À PARTIR DE

Les + produits ALVITA™


- Une pochette en tissu doux est incluse pour aider à placer la compresse Chaud/Froid sur le corps confortablement..

Utilisation

- Thérapie par le froid : pour réduire les œdèmes, la fièvre et les douleurs dues à des brûlures légères.
- Thérapie par la chaleur : pour soulager les douleurs du bas du dos, du cou, les crampes menstruelles et l'arthrite etc.

Cette compresse chaud/froid est un dispositif médical de classe I

Consultez la notice pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	DIMENSIONS	CARTON STANDARD
6362868	 5 039139 011149	Compresse chaud/froid réutilisable 26.4 cm x 13 cm	24



Premiers soins

LES + ALVITA™

- Un usage au quotidien
- Une gamme complète
- Des produits incontournables

01. ALCOOL MODIFIÉ 70 %

Les + produits ALVITA™

- Antiseptique et désinfectant camphré.

Indications

- Solution antiseptique pour la peau saine.
- Ce n'est pas un alcool de bouche. Non buvable.

Caractéristiques

- Antiseptique.
- Bactéricide.
- Virucide.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND/BOÎTE	CARTON STANDARD
6235573	 5 055382 303466	250 ml	12

02. CHLORHEXIDINE SPRAY 0,5 %

Les + produits ALVITA™

- Spray antiseptique et désinfectant de la peau saine.

Indications

- Agit comme un antiseptique à usage cutané.
- Désinfecte la peau avant tout type d'intervention.

Caractéristiques

- Efficace contre les bactéries et les levures.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	COND/BOÎTE	CARTON STANDARD
6235574	 5 055382 303480	100 ml	12

03. EAU OXYGÉNÉE 3 %

Les + produits ALVITA™

- Tolérance testée sous contrôle dermatologique.

Indications

- Nettoyage & Hygiène de la peau saine
- Exclusivement pour usage externe.

Caractéristiques

- Stabilisée à 10 Vol.



ACL 7

ACL 13 / GTIN

COND/BOÎTE

CARTON STANDARD

6235575



5 055382 303503

250 ml

12

04. PANSEMENTS PREMIERS SOINS

Les + produits ALVITA™

- Une gamme large pour répondre aux différents besoins.
- Distinction facile des modèles grâce au packaging.

Utilisation

- Produits destinés à protéger la plaie et à absorber les sécrétions.

Caractéristiques

- Des pansements ou des bandes variés : hypoallergéniques, respirants, flexibles.
- 10 à 20 par boîte sous forme de pansements ou sous forme de bande découpable.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL 13 / GTIN	MODÈLE	COND / BOÎTE	CS*
5440554	 5 055382 303268	Bandes résistantes à l'eau	10	120
5440560	 5 055382 303237	Bandes en tissu	10	120
5441393	 5 055382 303244	Pansements assortis	16	120
5441401	 5 055382 303251	Pansements résistants à l'eau	20	120
5442010	 5 055382 303084	Pansements matelés	20	120
5442004	 5 055382 303220	Pansements en tissu	20	120
5442027	 5 055382 303077	Pansements transparents	20	120



Orthopédie

LES + ALVITA™

- Un partenariat exclusif avec la marque  sur les produits de contention de cheville et de genou
- La qualité d'un leader au meilleur prix
- Conforme à la réglementation LPPR
- 82 références Alvita™ pour répondre à différentes pathologies

RACHIS CERVICAL

ZOOM TECHNIQUE

COLLIERS CERVICAUX

Nombreuses sont les souffrances liées au rachis cervical. Cette partie du corps extrêmement sollicitée de par sa grande mobilité est souvent le lieu de douleurs gênantes, bien souvent invalidantes.

Les colliers cervicaux aident au support statique de la tête, diminuent les sollicitations mécaniques en compression du rachis cervical grâce aux appuis antérieurs, latéraux et postérieurs.

Nos colliers soulageront vos patients en immobilisant leur rachis cervical et en limitant les mouvements responsables des phénomènes inflammatoires. Ils diminueront ainsi leurs douleurs et leurs contractures. L'augmentation de la chaleur locale, procurée par la housse en jersey, complètera ce rôle antalgique en procurant un meilleur relâchement musculaire.

Disponibles dans de nombreuses tailles, nos colliers conviendront aux différentes morphologies de vos patients.

Torticolis, cervicarthroses, syndromes cervicaux post-traumatiques ou réadaptation après port d'un collier plus rigide.




• Collier cervical souple C1

Névralgie cervico-brachiale, entorse ou traumatisme cervical sans gravité.



• Collier cervical semi-rigide C2

CONSEILS PRATIQUES



Afin de choisir la taille qui s'adaptera le mieux à la morphologie de votre patient, mesurer le tour de cou en centimètres. De plus, la hauteur du collier est adéquate lorsqu'elle permet au patient de positionner son regard à l'horizontale. Elle se mesure par la distance entre le menton et la clavicule.

01. COLLIER CERVICAL SOUPLE C1

Les + produits ALVITA™

- Tissu en jersey coton pour plus de confort.
- 2 coloris au choix.

Utilisation

- Torticolis, cervicarthrose, rhumatisme inflammatoire, syndromes cervicaux post-traumatiques.
- Réadaptation après le port d'un collier plus rigide.

Caractéristiques

- Collier souple en mousse 100 % polyuréthane de forme anatomique (épaisseur 25 mm) avec housse amovible 100 % jersey coton.
- Disponible en hauteur 7,5 cm et 9,5 cm.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

existe aussi en écru



ACL 7	ACL13 / GTIN	MODÈLE	COLORIS	HAUTEUR (EN CM)	TOUR DE COU (EN CM)	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6100838	 5 1055382 1314790	C1	Noir	7,5	28-33	T1	12	9,25
6100839	 5 1055382 1314806	C1	Noir	7,5	34-39	T2	12	9,25
6100840	 5 1055382 1314813	C1	Noir	7,5	40-46	T3	12	9,25
6100841	 5 1055382 1314851	C1	Noir	9,5	28-33	T1	12	9,25
6100842	 5 1055382 1314868	C1	Noir	9,5	34-39	T2	12	9,25
6100844	 5 1055382 1314875	C1	Noir	9,5	40-46	T3	12	9,25
6100845	 5 1055382 1314820	C1	Ecru	7,5	28-33	T1	12	9,25
6100846	 5 1055382 1314837	C1	Ecru	7,5	34-39	T2	12	9,25
6100847	 5 1055382 1314844	C1	Ecru	7,5	40-46	T3	12	9,25
6100848	 5 1055382 1314882	C1	Ecru	9,5	28-33	T1	12	9,25
6100849	 5 1055382 1314899	C1	Ecru	9,5	34-39	T2	12	9,25
6100850	 5 1055382 1314905	C1	Ecru	9,5	40-46	T3	12	9,25

02. COLLIER CERVICAL SEMI-RIGIDE C2

Les + produits ALVITA™

- Tissu en jersey coton pour plus de confort.

Utilisation

- Douleurs nécessitant un soutien moyen du rachis cervical.
- Entorse ou traumatisme cervical sans gravité, névralgie cervico-brachiale.

Caractéristiques

- Collier semi-rigide en mousse de forme anatomique (épaisseur 30 mm) avec housse amovible en jersey coton et renfort en polypropylène.
- Disponible en hauteur 7,5 cm et 9,5 cm.

Composition des matières principales

- Mousse 100 % polyuréthane.
- Enveloppe 100 % jersey coton.
- Renfort 100 % polypropylène.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	MODÈLE	COLORIS	HAUTEUR (EN CM)	TOUR DE COU (EN CM)	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6100851	 5 1055382 1314912	C2	Noir	7,5	28-33	T1	12	13,10
6100852	 5 1055382 1314929	C2	Noir	7,5	34-39	T2	12	13,10
6100853	 5 1055382 1314936	C2	Noir	7,5	40-46	T3	12	13,10
6100854	 5 1055382 1314943	C2	Noir	9,5	28-33	T1	12	13,10
6100855	 5 1055382 1314950	C2	Noir	9,5	34-39	T2	12	13,10
6100856	 5 1055382 1314967	C2	Noir	9,5	40-46	T3	12	13,10

ÉPAULE ET MEMBRE SUPÉRIEUR

GILET ET ORTHÈSES

Il faut éviter l'immobilisation prolongée des membres supérieurs (et notamment de l'épaule) pour limiter leur fragilisation due à l'accoutumance au maintien strict.

- Immobilisation relative, coude au corps après traumatisme de l'épaule et du coude.
- Immobilisation relative après luxation et chirurgie (blocage de la rotation externe).



• Gilet d'immobilisation d'épaule

- Entorse et tendinite du poignet.
- Paralysie centrale ou périphérique.



• Orthèse d'immobilisation de poignet ambidextre

- Tendinite long abducteur, tendinite long et court extenseur du pouce.
- Paralysie radiale.
- Polyarthrite rhumatoïde.
- Hémiplégie-poliomyélite.




• Orthèse d'immobilisation de poignet-pouce

- Rhizarthrose.
- Inflammation.
- Entorse de l'articulation métacarpophalangienne du pouce.



• Orthèse immobilisatrice de pouce ambidextre

CONSEILS PRATIQUES



Afin de choisir la taille qui s'adaptera le mieux à la morphologie de votre patient, mesurer la circonférence du poignet. Les baleines sont préformées, amovibles et adaptables pour un plus grand confort. Pour le modèle poignet-main, les premières phalanges doivent aisément dépasser de l'orthèse afin de conserver la mobilité des doigts.

03. GILET D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE

Les + produits ALVITA™

- Mise en place facile grâce au tissu auto-agrippant.
- Modèle ambidextre et taille unique.
- Immobilisation relative coude au corps, après traumatisme de l'épaule et du coude.

Utilisation


- Soutien et immobilisation scapulo-humérale suite à une entorse, luxation ou en postopératoire.

Caractéristiques

- Berceau et bretelles textiles pour suspendre le bras.
- Bande ceinture pour immobiliser le bras contre le corps.

SANS LATEX

Mise en place



Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	COLORIS	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6100862	 5 055382 314974	Noir	Unique	30	15,24

04. ORTHÈSE IMMOBILISATRICE POIGNET-MAIN AMBIDEXTRE

Les + produits ALVITA™

- Modèle ambidextre.
- Baleines amovibles et adaptables.


Utilisation

- Contusions, tendinite, entorse bénigne du poignet.
- Pathologies rhumatismales du poignet.
- Paralyse centrale ou périphérique.

Caractéristiques

- Tissu léger et respirant.
- 2 baleines rigides : 1 palmaire et 1 dorsale placées sur la longueur de l'orthèse.
- Fermeture et fixation au moyen de 3 brides (sangles) réglables par velcro.

Mise en place



Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

ACL 7	ACL13 / GTIN	COLORIS	TOUR DE POIGNET (EN CM)	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6100857	 5 055382 1314738	Noir	13-18	T1	21	41,64
6100858	 5 055382 1814745	Noir	18-23	T2	21	41,64

05. ORTHÈSE IMMOBILISATRICE POIGNET-POUCE

Les + produits ALVITA™

- Baleines modelables et amovibles pour mieux s'adapter à la morphologie.
- 4 sangles velcro pour une parfaite immobilisation.

Utilisation

- Immobilisation pour lésions articulaires de la main et du pouce, rhizarthrose.
- Contention post-traumatique du poignet (entorse), tendinite du poignet et du pouce.
- Contention post-opératoire (pose d'un matériel d'ostéosynthèse, canal carpien).
- Mise au repos du poignet en phase inflammatoire (arthrite), pathologies rhumatismales du poignet et du pouce.
- Paralysie radiale, hémiplegie-poliomyélite.

Caractéristiques

- Tissus léger et respirant.
- Baleine latérale : attelle en aluminium modelable et amovible, placée sur le côté de la main, se prolongeant sur toute la longueur de l'orthèse, jusqu'en haut du fourreau du pouce.
- Baleine palmaire : attelle en aluminium modelable et amovible, placée du côté de la paume de la main.
- Système de fermeture latérale par sangles velcro.



Mise en place




fig.1

fig.2

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

ACL 7	ACL13 / GTIN	COLORIS	MODÈLE	TOUR DE POIGNET (EN CM)	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6100863	 5 1055382 314752	Noir	Droite	13-18	T1	21	53,18
6100864	 5 1055382 314769	Noir	Droite	18-23	T2	21	53,18
6100865	 5 1055382 314776	Noir	Gauche	13-18	T1	21	53,18
6100867	 5 1055382 314783	Noir	Gauche	18-23	T2	21	53,18

06. ORTHÈSE IMMOBILISATRICE POUCE AMBIDEXTRE

Les + produits ALVITA™

- Modèle ambidextre.
- 2 sangles velcro pour un serrage optimum.

Utilisation

- Rhizarthrose.
- Inflammation articulaire ou ligamentaire du pouce.
- Entorse de l'articulation métacarpophalangienne du pouce.

Caractéristiques

- Tissu léger et respirant.
- 2 baleines rigides : 1 palmaire et 1 dorsale placées sur la longueur de l'orthèse.
- Fermeture et fixation au moyen de 2 brides (sangles) réglables par velcro + une fixation du pouce grâce à une sangle élastique.

Mise en place




fig.1

fig.2

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	COLORIS	LONGUEUR PLIURE POIGNET / 1ÈRE PHALANGE	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6100859	 5 10 553821 314707	Noir	13-18	T1	40	43,32
6100860	 5 10 553821 314714	Noir	18-23	T2	40	43,32
6100861	 5 10 553821 314721	Noir	13-18	T3	40	43,32

RACHIS LOMBAIRE

ZOOM TECHNIQUE

CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE

70 % des personnes ont souffert ou souffriront de traumatismes lombaires au moins une fois au cours de leur vie. Protection et maintien sont nécessaires pour soulager les pressions s'exerçant sur les vertèbres et les disques. Les ceintures Alvita™ vous permettront de soulager vos patients en s'adaptant à leur pathologie et leur morphologie.

Nos ceintures répartissent harmonieusement la charge sur le disque vertébral et les deux appuis principaux de la colonne tout en redressant la lordose lombaire. Elles soulagent la zone lombaire et stabilisent mécaniquement le dos, tout en permettant un maintien renforcé grâce à des pressions abdominales et lombaires.

Maintien ferme




• Ceinture de soutien lombaire simple




• Ceinture de soutien lombaire renforcée avec bandes de rappel

Maintien élastique



• Ceinture de soutien lombaire standard à croisillon dorsal

CONSEILS PRATIQUES



Afin de choisir la taille qui s'adaptera le mieux à la morphologie de votre patient, mesurer la circonférence de la taille sur les vêtements au niveau ombilical, le bas de la ceinture devant se situer au niveau du coccyx.

07. CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE SIMPLE

Les + produits ALVITA™

- Tissu crochet pour un meilleur maintien.
- Mise en place facile grâce aux passe-mains et fermeture auto-agrippante.
- Forme anatomique.

Utilisation

- Pathologies lombaires modérées, lombalgies, lumbago, sciatique, déficience musculaire abdominale.

Caractéristiques

- Tissu "crochet" robuste et fermeture auto-agrippante permettant le réglage de la contention souhaitée.
- Baleinage rigide et anatomique au niveau dorsal, souple au niveau ventral pour un meilleur soutien.
- Passe-mains extérieurs pour faciliter la mise en place et améliorer le confort.

Mise en place



Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	COLORIS	TOUR DE TAILLE (EN CM)	TAILLE	HAUTEUR (EN CM)	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6096740	 5 1055382 315131	Noir	70 - 85	T1	H26	10	55,86
6096741	 5 1055382 315148	Noir	85 - 100	T2	H26	10	55,86
6096742	 5 1055382 315155	Noir	100 - 115	T3	H26	10	55,86
6096744	 5 1055382 315162	Noir	115 - 135	T4	H26	10	55,86

08. CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE RENFORCÉE AVEC BANDES DE RAPPEL

Les + produits ALVITA™

- Tissu élastique aéré.
- Forme anatomique.
- Mise en place facile grâce au tissu auto-agrippant.

Utilisation

- Pathologies lombaires aiguës ou chroniques : lombalgies, lumbago, sciatique, déficience musculaire abdominale.

Caractéristiques

- Tissu élastique aéré et fermeture par auto-agrippant permettant le réglage de la contention souhaitée.
- Baleinage rigide et anatomique au niveau dorsal, souple au niveau ventral pour un meilleur soutien.
- Tissu 3D et passe-mains extérieurs pour faciliter la mise en place et améliorer le confort.
- Bandes de rappel additionnelles permettant d'ajuster la contention dorsale.



Mise en place



Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

ACL 7	ACL13 / GTIN	COLORIS	TOUR DE TAILLE (EN CM)	TAILLE	HAUTEUR (EN CM)	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6096749		Noir	70 - 85	T1	H21	10	47,19
6096750		Noir	85 - 100	T2	H21	10	47,19
6096753		Noir	100 - 115	T3	H21	10	47,19
6096754		Noir	115 - 135	T4	H21	10	47,19
6096755		Noir	70 - 85	T1	H26	10	55,86
6096756		Noir	85 - 100	T2	H26	10	55,86
6096757		Noir	100 - 115	T3	H26	10	55,86
6096758		Noir	115 - 135	T4	H26	10	55,86

09. CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE STANDARD À CROISILLON DORSAL

Les + produits ALVITA™

- Tissu élastique et aéré pour plus de confort.
- Forme anatomique.
- Mise en place facile grâce au tissu auto-agrippant et aux passe-mains.
- Croisillon dorsal pour un meilleur soutien.

Utilisation

- Pathologies lombaires modérées, lombalgie, lumbago, sciatique, déficience musculaire abdominale.

Caractéristiques

- Tissu élastique aéré et fermeture auto-agrippante permettant le réglage de la contention souhaitée.
- Croisillon dorsal et baleinage rigide et anatomique au niveau dorsal, souple au niveau ventral pour un meilleur soutien.
- Tissu 3D et passe-mains extérieurs pour faciliter la mise en place et améliorer le confort.



Mise en place



Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

ACL 7	ACL13 / GTIN	COLORIS	TOUR DE TAILLE (EN CM)	TAILLE	HAUTEUR (EN CM)	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6096763		Noir	70 - 85	T1	H21	10	47,19
6096764		Noir	85 - 100	T2	H21	10	47,19
6096765		Noir	100 - 115	T3	H21	10	47,19
6096766		Noir	115 - 135	T4	H21	10	47,19
6096759		Noir	70 - 85	T1	H26	10	55,86
6096760		Noir	85 - 100	T2	H26	10	55,86
6096761		Noir	100 - 115	T3	H26	10	55,86
6096762		Noir	115 - 135	T4	H26	10	55,86

GENOU

GENOUILLÈRES ET ATTELLE

ZOOM TECHNIQUE

Zoom sur la technicité de nos genouillères ligamentaires




Grâce à l'allègement du creux poplité, le frottement est limité, la transpiration est contrôlée et l'effet garrot est évité pour un plus grand confort du patient.



Les picots des inserts en silicone excitent les récepteurs proprioceptifs cutanés et tendineux et provoquent un effet proprioceptif largement recommandé dans la phase de rééducation et en cas d'inflammation du genou.

maintien modéré


- Reprise des activités. Prévention des récives.



• Genouillère de contention

maintien renforcé


- Sollicitations contrôlées. Redonner la liberté au mouvement. Contrôler les amplitudes. Permettre la rééducation.



• Genouillère ligamentaire avec amortisseur rotulien

immobilisation

- Accident, repos, cicatrisation. Éviter le mouvement. Compression si œdème ou hématome.




• Attelle de genou

CONSEILS PRATIQUES



Genouillères

Afin de choisir la taille qui s'adaptera le mieux à la morphologie de votre patient, prendre la circonférence de la cuisse à 15 cm du centre de la rotule.



Attelle de genou

Mesurer la hauteur de l'entrejambe au sol et enlever 30 cm. Les panneaux latéraux repositionnables vous permettront d'adapter parfaitement la mise en place à la morphologie de votre patient.

10. ATTELLE DE GENOU UNIVERSELLE

Les + produits ALVITA™

- Modèle de type Zimmer s'adaptant à l'évolution des pathologies.
- Mise en place facile.
- Adaptation optimale aux différentes morphologies.


Utilisation

- Immobilisation en extension du genou pré ou postopératoire (ligamentoplastie, ostéosynthèse, arthroscopie).
- Mise au repos articulaire en phase inflammatoire (arthrite).
- Traitement fonctionnel des entorses et des contusions du genou.

Caractéristiques

- Adaptation parfaite aux différentes morphologies grâce aux 2 panneaux latéraux amovibles.
- Bande anti-glisse pour faciliter la pose.
- Quatre baleines aluminium amovibles conformables.

Mise en place



Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	COLORIS	HAUTEUR ENTRE JAMBE - SOL (EN CM)	HAUTEUR (EN CM)	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6096736	 5 1055382 1314981	Noir	50-60	40	T1	45	57,23
6096737	 5 1055382 1314998	Noir	61-70	50	T2	30	57,23
6096738	 5 1055382 1315001	Noir	71-80	60	T3	30	57,23

11. GENOUILÈRE LIGAMENTAIRE AVEC OU SANS FENÊTRE ROTULIENNE

Les + produits ALVITA™

- Protection périrotulienne.
- Adaptation sans pli pour un meilleur confort de port.
- Composition sans latex.

Indications

- Instabilité rotulienne (subluxation/luxation), stabilisation des lésions patellaires.
- Prévention en cas d'hyperlaxité de la rotule.

Caractéristiques

- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Stabilisateur rotulien en mousse SBR.
- Modèle bilatéral.
- Avec ou sans fenêtre rotulienne.

Mise en place

- Enfiler la genouillère en la tirant par son bord supérieur en centrant correctement l'insert en silicone autour de la rotule.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



Alvita™ by **DJO**®

ACL 7	ACL13 / GTIN	MODÈLE	COLORIS	TOUR DE CUISSE (EN CM)	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6211605	 0 190446 1331643	avec fenêtre	Noir	35 - 38	T1	13	24,46
6211619	 0 190446 1331650	avec fenêtre	Noir	39 - 42	T2	13	24,46
6211621	 0 190446 1331667	avec fenêtre	Noir	43 - 46	T3	13	24,46
6211622	 0 190446 1331674	avec fenêtre	Noir	47 - 49	T4	13	24,46

ACL 7	ACL13 / GTIN	MODÈLE	COLORIS	TOUR DE CUISSE (EN CM)	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6211623		avec fenêtre	Noir	50 - 53	T5	13	24,46
6211624		avec fenêtre	Noir	54 - 57	T6	13	24,46
6211599		sans fenêtre	Noir	35 - 38	T1	13	24,46
6211600		sans fenêtre	Noir	39 - 42	T2	13	24,46
6211601		sans fenêtre	Noir	43 - 46	T3	13	24,46
6211602		sans fenêtre	Noir	47 - 49	T4	13	24,46
6211603		sans fenêtre	Noir	50 - 53	T5	13	24,46
6211604		sans fenêtre	Noir	54 - 57	T6	13	24,46

12. GENOUILÈRE ARTICULÉE POLYCENTRIQUE

Les + produits ALVITA™

- Modèle ouvert sans enfilage.
- Mobilité articulaire améliorée.
- Dégagement du creux poplité pour un meilleur confort de port.

Utilisation


- Stabilisation en cas de laxité des ligaments latéraux, d'entorse ou de luxation du genou.
- Renfort de la stabilité antéropostérieure du genou.
- Lésions ligamentaires.
- Suites chirurgicales en convalescence.
- Rééducation.

Caractéristiques

- Tissu 3D aéré, élastique dans les deux sens.
- Deux sangles auto-agrippantes de renfort supportant les ligaments croisés du genou.
- Baleines latérales, polycentriques, amovibles pour faciliter l'entretien de la genouillère.
- Large ouverture de confort au creux poplité.
- Ouverture rotulienne pour une bonne stabilisation patellaire.



Mise en place



Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.

ACL 7	ACL13 / GTIN	COLORIS	TOUR DE GENOU	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6125378	 5 1055382 1302612	Noir	30 - 34	T1	45	102,29
6125379	 5 1055382 1302629	Noir	34 - 38	T2	45	102,29
6125380	 5 1055382 1302636	Noir	38 - 42	T3	45	102,29
6125382	 5 1055382 1302643	Noir	42 - 48	T4	45	102,29
6125383	 5 1055382 1302650	Noir	48 - 52	T5	45	102,29

13. GENOUILÈRE DE CONTENTION

Les + produits ALVITA™

- Forme anatomique.
- Mise en place facile et grand confort de port.
- Composition sans latex.

Indications

- Contention et maintien des lésions légères du genou.
- Maintien après entorses légères, maintien sur atrophie du quadriceps.
- Amélioration de la vigilance proprioceptive par stimulation des récepteurs sensitifs péri-articulaires.

Caractéristiques

- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Modèle bilatéral.

Mise en place

- Enfiler la genouillère en la tirant par son bord supérieur en centrant correctement les coutures de manière à ce qu'elles encadrent la rotule.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	COLORIS	TOUR DE CUISSE (EN CM)	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6211507	 0 190446 3331346	Noir	35-38	T1	15	17,69
6211508	 0 190446 3331544	Noir	39-42	T2	15	17,69
6211596	 0 190446 3331551	Noir	43-46	T3	15	17,69
6211597	 0 190446 3331568	Noir	47-49	T4	15	17,69
6211598	 0 190446 3331575	Noir	50-53	T5	15	17,69

CHEVILLE

ZOOM TECHNIQUE

CHEVILLÈRES ET ORTHÈSE

Les chevilles font de plus en plus souvent l'objet de douleurs, voire de blessures suite à la recrudescence de la pratique (occasionnelle ou régulière) d'un sport notamment.
Disponibles en différents niveaux de maintien de l'articulation, nos chevillères s'adaptent parfaitement à la morphologie de vos patients.

maintien modéré

- > Reprise des activités.
Prévention des récives.



• Chevillère de contention

maintien renforcé


- > Sollicitations contrôlées.
Redonner de la liberté au mouvement.
Contrôler les amplitudes.
Permettre la rééducation.



• Chevillère ligamentaire avec sangle de dérotation

immobilisation

- > Accident, repos, cicatrisation.
Éviter le mouvement.
Compression si œdème ou hématome.



• Orthèse stabilisatrice de cheville

CONSEILS PRATIQUES



Afin de choisir la taille qui s'adaptera le mieux à la morphologie de votre patient, le placer assis, pied bien à plat et à angle droit sur le sol, mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.
Pour la chevillère ligamentaire avec sangle de dérotation, il faudra tenir compte du moment de la journée (ex : le matin, ajouter une chaussette pour la prise de mesure), le pied gonflant au long de la journée.

14. ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE

Les + produits ALVITA™

- Modèle bilatéral.
- Mise en place et réglage faciles.
- Confort malléolaire.

Utilisation

- Traumatismes et entorses de cheville graves ou de gravité moyenne (en phase aiguë), instabilités chroniques et laxités chroniques.

Caractéristiques

- Coques non latéralisées.
- Combinaison de mousse et de cellules pneumatiques pour une protection renforcée.

Mise en place

- Ouvrir l'orthèse et fixer les protections malléolaires en mousse à l'intérieur des coques rigides, à l'aide des bandes auto-agrippantes prévues à cet effet.
- Régler la longueur de la sangle talonnière afin d'obtenir un maintien optimal.
- Positionner les coques, doublées des protections en mousse, de chaque côté de la cheville.
- Fixer les coques à l'aide des deux sangles de fermeture auto-agrippantes.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



Alvita™ by  DJO®

ACL 7	ACL13 / GTIN	COLORIS	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
5108216	 5 1055382 1311317	Noir	Unique	40	27,44

15. CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE AVEC SANGLE DE DÉROTATION

Les + produits ALVITA™

- Forme anatomique.
- Sangle amovible et auto-agrippante.
- Composition sans latex.


Utilisation

- Contention et maintien pour lésion de gravité légère ou laxités chroniques de la cheville
- Séquelles de traumatismes, pathologies ligamentaires légères.
- Contention et maintien pour arthrose modérée de la cheville ou du pied.
- Protection et prévention lors des activités sportives.

Caractéristiques

- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Sangle de dérotation amovible et auto-agrippante permettant un renfort de stabilisation de la cheville, un renfort des ligaments latéraux et un maintien articulaire.
- Modèle bilatéral.

Mise en place



Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



ACL 7	ACL13 / GTIN	COLORIS	TOUR DE CHEVILLE (EN CM)	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6211660	 0 190446 1331704	Noir	19-20	T1	15	16,19
6211661	 0 190446 1331711	Noir	21-22	T2	15	16,19
6211662	 0 190446 1331728	Noir	23-24	T3	15	16,19
6211663	 0 190446 1331735	Noir	25-26	T4	15	16,19

16. CHEVILLÈRE DE CONTENTION

Les + produits ALVITA™

- Forme anatomique.
- Grand confort de port grâce à la mousse de protection pour le dessus du pied.
- Composition sans latex.

Utilisation

- Entorse externe bénigne, foulure.
- Prévention et traitements des œdèmes post-traumatiques et chirurgicaux.
- Protection thermique des articulations.

Caractéristiques

- Tricot rectiligne élastique dans le sens transversal, extensible en longueur, de contention forte avec mousse de protection et de confort au niveau du dessus de pied.
- Forme anatomique et talon fermé.
- Bordure souple pour éviter tout effet garrot.

Composition des matières principales

- Polyamide 65%, élasthanne 9%, polyester 26%.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



Alvita™ by  DJO®

ACL 7	ACL13 / GTIN	COLORIS	TOUR DE CHEVILLE (EN CM)	TAILLE	CARTON STANDARD	TARIF LPP (€)
6211656		Noir	19-20	T1	15	16,19
6211657		Noir	21-22	T2	15	16,19
6211658		Noir	23-24	T3	15	16,19
6211659		Noir	25-26	T4	15	16,19



Optique

LES + ALVITA™

- Une large collection pour hommes et pour femmes
- Un présentoir de comptoir à votre disposition
- Un étui et un cordon inclus

Les lunettes de lecture Alvita™

Les + produits ALVITA™

- Une solution simple et efficace pour vos problèmes de lecture et de vision de près.
- Peuvent aider à atténuer la fatigue oculaire lors de l'utilisation d'ordinateurs.
- Sont sans distorsion, avec des verres amincis pour un meilleur confort.

Utilisation

- Effet grossissant pour faciliter la lecture.

Caractéristiques

- Grande variété de montures aussi bien pour les hommes, que pour les femmes.
- Dioptries comprises entre 1,00 et 3,50.
- Montures et verres de qualité optique.
- Revêtement de protection contre les rayures.
- Norme standard européenne EN 14139 2010.
- Garantie 12 mois en cas de défaut de fabrication.
- Fourni avec étui.

Dispositif médical de classe I, marqué CE, consultez attentivement la notice (ou le cas échéant l'étiquetage) pour plus d'informations.



01. PRÉSENTOIR LUNETTES LOUPES

ACL 7	ACL 13 / GTIN	MODÈLE	CARTON STANDARD
2490735	Offert avec le pack	Présentoir de lunettes vide	-

02. LUNETTES LOUPES HOMME / UNISEXE

ACL 7	ACL 13 / GTIN	MODÈLE	CARTON STANDARD
6080176	 8 014579 583088	+1.00	80
6080178	 8 014579 583095	+1.50	80
6080179	 8 014579 583101	+2.00	80
6080180	 8 014579 583118	+2.50	80
6080181	 8 014579 583125	+3.00	80
6080182	 8 014579 583132	+3.50	80

GIO



ACL 7	ACL 13 / GTIN	MODÈLE	CARTON STANDARD
6238722	 8 014579 593582	+1.00	80
6238723	 8 014579 593599	+1.50	80
6238726	 8 014579 593605	+2.00	80
6238727	 8 014579 593612	+2.50	80
6238728	 8 014579 593629	+3.00	80
6238780	 8 014579 593636	+3.50	80

DONNELL



02. LUNETTES LOUPES HOMME / UNISEXE

ACL 7	ACL 13 / GTIN	MODÈLE	CARTON STANDARD
2955594	 8 014579 582470	+1.00	80
2955602	 8 014579 582494	+1.50	80
2955619	 8 014579 582500	+2.00	80
2955625	 8 014579 582517	+2.50	80
2955631	 8 014579 582524	+3.00	80
2955648	 8 014579 582531	+3.50	80

VINCE



ACL 7	ACL 13 / GTIN	MODÈLE	CARTON STANDARD
6238734	 8 014579 593735	+1.00	80
6238735	 8 014579 593742	+1.50	80
6238737	 8 014579 593759	+2.00	80
6238739	 8 014579 593766	+2.50	80
6238740	 8 014579 593773	+3.00	80
6238742	 8 014579 593780	+3.50	80

SIMON



03. LUNETTES LOUPES

FEMME

ACL 7	ACL 13 / GTIN	MODÈLE	CARTON STANDARD
2951372	 8 014579 582401	+1.00	80
2951389	 8 014579 582418	+1.50	80
2951395	 8 014579 582425	+2.00	80
2951403	 8 014579 582449	+2.50	80
2951426	 8 014579 582456	+3.00	80
2951432	 8 014579 582463	+3.50	80

BEATRICE



ACL 7	ACL 13 / GTIN	MODÈLE	CARTON STANDARD
6080194	 8 014579 582944	+1.00	80
6080196	 8 014579 582951	+1.50	80
6080200	 8 014579 582968	+2.00	80
6080229	 8 014579 582975	+2.50	80
6080212	 8 014579 582982	+3.00	80
6080226	 8 014579 582999	+3.50	80

ZINNIA



03. LUNETTES LOUPES FEMME

ACL 7	ACL 13 / GTIN	MODÈLE	CARTON STANDARD
6025402	 8 014579 582807	+1.00	80
6025404	 8 014579 582814	+1.50	80
6025405	 8 014579 582821	+2.00	80
6025406	 8 014579 582838	+2.50	80
6025407	 8 014579 582845	+3.00	80
6025408	 8 014579 582852	+3.50	80

RITA



ACL 7	ACL 13 / GTIN	MODÈLE	CARTON STANDARD
6238743	 8 014579 593643	+1.00	80
6238745	 8 014579 593650	+1.50	80
6238746	 8 014579 593667	+2.00	80
6238747	 8 014579 593674	+2.50	80
6238749	 8 014579 593681	+3.00	80
6238750	 8 014579 593698	+3.50	80

GABRY



03. LUNETTES LOUPES

FEMME

ACL 7	ACL 13 / GTIN	MODÈLE	CARTON STANDARD
6340035	 8 014579 696603	+1.00	80
6340048	 8 014579 696610	+1.50	80
6340040	 8 014579 696634	+2.00	80
6340039	 8 014579 696641	+2.50	80
6340041	 8 014579 696658	+3.00	80
6340038	 8 014579 696665	+3.50	80

CHRIS



ACL 7	ACL 13 / GTIN	MODÈLE	CARTON STANDARD
6340044	 8 014579 696535	+1.00	80
6340046	 8 014579 696542	+1.50	80
6340042	 8 014579 696559	+2.00	80
6340045	 8 014579 696566	+2.50	80
6340043	 8 014579 696573	+3.00	80
6340047	 8 014579 696580	+3.50	80

STEPHANY







Liste des codes et des tarifs LPP

Liste des codes et des prix LPP

Gamme Blanche

Pansements super-absorbants - p 07

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boite	Code LPP	Tarif LPP (€)
6362874	6942273301313	10 x 10 cm	Boîte de 10	6384705	23,42
6362875	6942273301344	10 x 20 cm	Boîte de 10	6384711	40,93
6362876	6942273301375	15 x 20 cm	Boîte de 10	6384728	57,37
6362877	6942273301405	20 x 25 cm	Boîte de 10	6384734	80,64
6362878	6942273301436	20 x 40 cm	Boîte de 10	6384740	100,76

Films adhésifs stériles - p 08

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boite	Code LPP	Tarif LPP (€)
6362872	3664666013735	10 x 12 cm	Boîte de 10	6382936	10,55
6362873	3664666013728	15 x 20 cm	Boîte de 10	6382994	15,95
6362869	3664666013711	5 x 7 cm	Boîte de 5	6383166	2,87
6362870	3664666013704	9 x 10 cm	Boîte de 5	6383255	4,48
6362871	3664666013698	9 x 15 cm	Boîte de 5	6383114	6,23

Pansements hydrocellulaires Border & Border lite - p 09

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boite	Code LPP	Tarif LPP (€)
6294489	5055382305545	5 x 5 cm	Boîte de 10	1351262	9,12
6294487	5055382305552	7,5 x 8,5 cm	Boîte de 16	1348679	21,06
6294488	5055382305569	14 x 15 cm	Boîte de 16	1389112	54,88
6294490	5055382305576	6 x 12 cm	Boîte de 10	1321982	15,69
6294491	5055382305583	9 x 15 cm	Boîte de 10	1322326	24,93
6294492	5055382305590	10 x 20 cm	Boîte de 10	1307700	38,35
6294493	5055382305606	17,5 x 17,5 cm	Boîte de 10	1359097	56,84

Pansements hydrocellulaires border ovales - p 10

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boite	Code LPP	Tarif LPP (€)
6330114	5055382306665	7,5 x 9,5 cm	Boîte de 16	1348679	21,06
6330115	5055382306672	10 x 12,5 cm	Boîte de 16	1326560	34,85
6330116	5055382306696	13,5 x 16,5 cm	Boîte de 16	1389112	54,88
6330117	5055382306702	16 x 20 cm	Boîte de 16	1359097	56,84

Compresses en non-tissé stériles - p 11

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boite	Code LPP	Tarif LPP (€)
4485709	3401044857099	7,5 x 7,5 cm	10 sach. de 2	6370784	3,25
4485715	3401044857150	7,5 x 7,5 cm	25 sach. de 2	6370790	4,16
4485721	3401044857211	7,5 x 7,5 cm	50 sach. de 2	6370809	5,44
4485678	3401044856788	10 x 10 cm	10 sach. de 2	6370815	3,57
4485684	3401044856849	10 x 10 cm	25 sach. de 2	6370821	4,80
4485690	3401044856900	10 x 10 cm	50 sach. de 2	6370838	6,51

Compresses en non-tissé non-stériles - p 12

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boite	Code LPP	Tarif LPP (€)
6010679	5055382313373	7,5 x 7,5 cm	Boîte de 100	6376108	4,03
6010680	5055382313366	10 x 10 cm	Boîte de 100	6376090	4,61

Compresses de gaze stériles - p 13

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boite	Code LPP	Tarif LPP (€)
4485738	3401044857389	7,5 x 7,5 cm bte 10 sach. de 2	10 sach. de 2	6370749	3,28
4485744	3401044857440	7,5 x 7,5 cm bte 25 sach. de 2	25 sach. de 2	6370755	4,22
4485750	3401044857501	7,5 x 7,5 cm bte 50 sach. de 2	50 sach. de 2	6370761	5,53
4485773	3401044857730	10 x 10 cm bte 10 sach. de 2	10 sach. de 2	6369901	3,60
4485796	3401044857969	10 x 10 cm bte 25 sach. de 2	25 sach. de 2	6369918	4,87
4485804	3401044858041	10 x 10 cm bte 50 sach. de 2	50 sach. de 2	6370778	6,64

Compresses oculaires stériles - p 14

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boite	Code LPP	Tarif LPP (€)
4485767	3664666120303	5,5 x 7,5 cm	Boîte de 10	6383960	1,25

Sets de pansements pour plaies chroniques - p 15

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond / boîte	Code LPP	Tarif LPP (€)
6234931	3664666123571	10 x 10 cm	5	6370873	9,97

Sets de pansements post-opératoires - p 16

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions de la plaie	Cond / boîte	Code LPP	Tarif LPP (€)
6161592	5055382302841	Inférieur à 5 cm	3 soins	6370844	7,61
6161591	5055382302865	Supérieure ou égale à 5 cm et inférieur à 10 cm	3 soins	6370850	9,10
6161593	5055382302889	supérieure à 10 cm	3 soins	6370867	11,60

Pansement tulle vaseliné stérile - p 17

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond / boîte	Code LPP	Tarif LPP (€)
6231864	6926515478407	10 x 10 cm	Boîte de 10	6376539	12,78
6336150	6926515476311	10 x 40 cm	Boîte de 11	6376545	41,57
6336151	6926515476281	20 x 20 cm	Boîte de 12	6376545	41,57

Pansements absorbants non adhérents à la plaie - p 18

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boîte	Code LPP	Tarif LPP (€)
4506647	3401045066476	10 x 10 cm	Boîte de 10	6376568	5,27
4506630	3401045066308	10 x 20 cm	Boîte de 10	6376580	9,31
4506624	3401045066247	15 x 20 cm	Boîte de 10	6376597	13,35
4506618	3401045066186	20 x 25 cm	Boîte de 10	6310032	21,43

Pansements adhésifs stériles avec compresse centrale - p 19

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boîte	Code LPP	Tarif LPP (€)
4753392	3401047533921	5 x 7,2 cm	Boîte de 5	6376924	2,28
4753400	3401047534003	9 x 10 cm	Boîte de 5	6376930	4,36
8141964	3401081419649	9 x 15 cm	Boîte de 5	6376947	7,76
8141935	3401081419359	10 x 20 cm	Boîte de 5	6376918	9,92
6042699	5055382314349	5 x 7,2 cm	Boîte de 10	6376427	3,25
6042701	5055382314356	9 x 10 cm	Boîte de 10	6376433	6,23
6042706	5055382314400	9 x 15 cm	Boîte de 10	6376404	11,08
6042712	5055382314417	10 x 20 cm	Boîte de 10	6376410	14,17

Sparadraps de maintien et de fixation - p 20

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boîte	Code LPP	Tarif LPP (€)
4753417	3401047534171	5 cm x 10 m	1	6377020	3,74
4753423	3401047534232	10 cm x 10 m	1	6376172	5,49

Sparadraps microporeux avec dévidoir - p 21

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boîte	Code LPP	Tarif LPP (€)
4506682	3401045066827	2,5 cm x 5 m	1	6376440	1,45
4506676	3401045066766	2,5 cm x 7,5 m	1	6376440	1,45
4506653	3401045066537	2,5 cm x 9,14 m	1	6310049	1,66

Bandes extensibles - p 22

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boîte	Code LPP	Tarif LPP (€)
4487619	3664666120792	5 cm x 3 m	1	6376048	0,31
4487602	3664666120815	7 cm x 3 m	1	6376077	0,44
4487594	3664666120761	10 cm x 3 m	1	6375971	0,61
4487536	3664666120808	5 cm x 4 m	1	6375994	0,38
4495607	3664666120822	7 cm x 4 m	1	6376083	0,54
4495599	3664666120785	10 cm x 4 m	1	6376960	0,73
6081979	3664666120723	5 cm x 3 m	20	1361728	6,20
6081985	3664666120747	7 cm x 3 m	20	1333028	8,80
6081991	3664666120709	10 cm x 3 m	20	1304363	12,20
6082016	3664666120730	5 cm x 4 m	20	1385663	7,60
6082022	3664666120754	7 cm x 4 m	20	1383530	10,80
6082039	3664666120716	10 cm x 4 m	20	1332313	14,60

Bandes de crêpe - p 23

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boîte	Code LPP	Tarif LPP (€)
4487588	3401044875888	5 cm x 4 m	1	6375988	0,80
4487571	3401044875710	7 cm x 4 m	1	6376901	0,98
4487565	3401044875659	10 cm x 4 m	1	6371708	1,25
4487559	3401044875598	15 cm x 4 m	1	6371714	1,85
4487542	3401044875420	20 cm x 5 m	1	6371720	2,99

Liste des codes et des prix LPP

Bandes de contention - p 24

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boite	Code LPP	Tarif LPP (€)
6120355	5055382302308	7 cm x 3 m - Blanc	1	6371677	8,01
6120358	5055382302315	7 cm x 3 m - Chair	1	6371677	8,01
6120357	5055382302322	10 cm x 3,5 m - Blanc	1	6371660	11,41
6120356	5055382302339	10 cm x 3,5 m - Chair	1	6371660	11,41

Bandes adhésives élastiques - p 25

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boite	Code LPP	Tarif LPP (€)
4506050	3401045060504	3 cm x 2,5 m	1	6376491	1,15
4506044	3401045060443	6 cm x 2,5 m	1	6310026	2,30
4506038	3401045060382	8 cm x 2,5 m	1	6376516	3,07
4506021	3401045060214	10 cm x 2,5 m	1	6376485	3,84

Coton chirurgical - p 26

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Poids	Code LPP	Tarif LPP (€)
4485649	5055382305316	100 g	6376640	1,56

Diabète

Aiguilles pour stylo injecteur d'insuline - p 33

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Dimensions	Cond/Boite	Code LPP	Tarif LPP (€)
6339412	6949236203103	5 mm - 31 G	Boîte de 100	1138077	14,77
6339409	6949236203110	8 mm - 31 G	Boîte de 100	1138077	14,77
6339411	6949236203127	4 mm - 32 G	Boîte de 100	1138077	14,77
6339413	6949236203134	5 mm - 32 G	Boîte de 100	1138077	14,77
6339410	6949236203141	8 mm - 32 G	Boîte de 100	1138077	14,77

Orthopédie

Rachis cervical

Collier cervical souple C1 - p 71

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Tour de cou (en cm)	Coloris	Hauteur en cm	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6100838	5055382314790	28-33	Noir	7,5	T1	2 118 823	9,25
6100839	5055382314806	34-39	Noir	7,5	T2	2 118 823	9,25
6100840	5055382314813	40-46	Noir	7,5	T3	2 118 823	9,25
6100841	5055382314851	28-33	Noir	9,5	T1	2 118 823	9,25
6100842	5055382314868	34-39	Noir	9,5	T2	2 118 823	9,25
6100844	5055382314875	40-46	Noir	9,5	T3	2 118 823	9,25
6100845	5055382314820	28-33	Ecru	7,5	T1	2 118 823	9,25
6100846	5055382314837	34-39	Ecru	7,5	T2	2 118 823	9,25
6100847	5055382314844	40-46	Ecru	7,5	T3	2 118 823	9,25
6100848	5055382314882	28-33	Ecru	9,5	T1	2 118 823	9,25
6100849	5055382314899	34-39	Ecru	9,5	T2	2 118 823	9,25
6100850	5055382314905	40-46	Ecru	9,5	T3	2 118 823	9,25

Collier cervical semi-rigide C2 - p 73

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Tour de cou (en cm)	Coloris	Hauteur en cm	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6100851	5055382314912	28-33	Noir	7,5	T1	2 139 009	13,10
6100852	5055382314929	34-39	Noir	7,5	T2	2 139 009	13,10
6100853	5055382314936	40-46	Noir	7,5	T3	2 139 009	13,10
6100854	5055382314943	28-33	Noir	9,5	T1	2 139 009	13,10
6100855	5055382314950	34-39	Noir	9,5	T2	2 139 009	13,10
6100856	5055382314967	40-46	Noir	9,5	T3	2 139 009	13,10

Épaule et membre supérieur

Gilet d'immobilisation d'épaule - p 75

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Coloris	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6100862	5055382314974	Noir	Unique pour un tour de poitrine allant de 65 à 130 cm	1 156 684	15,24

Orthèse immobilisatrice poignet-main ambidextre - p 76

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Tour de poignet (en cm)	Coloris	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6100857	5055382314738	13-18	Noir	T1	2 182 755	41,64
6100858	5055382314745	18-23	Noir	T2	2 182 755	41,64

Orthèse immobilisatrice poignet-pouce - p 77

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Tour de poignet (en cm)	Coloris	Modèle	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6100863	5055382314752	13-18	Noir	Droite	T1	2 189 800	53,18
6100864	5055382314769	18-23	Noir	Droite	T2	2 189 800	53,18
6100865	5055382314776	13-18	Noir	Gauche	T1	2 189 800	53,18
6100867	5055382314783	18-23	Noir	Gauche	T2	2 189 800	53,18

Orthèse immobilisatrice pouce ambidextre - p 78

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Longueur pliure poignet / 1 ^{re} phalange (en cm)	Coloris	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6100859	5055382314707	7-8,5	Noir	T1	2 139 943	43,32
6100860	5055382314714	9-10,5	Noir	T2	2 139 943	43,32
6100861	5055382314721	11-12,5	Noir	T3	2 139 943	43,32

Rachis lombaire

Ceinture de soutien lombaire simple - p 80

ACL 7	ACL 7	Tour de taille (en cm)	Coloris	Hauteur du dos	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6096740	5055382315131	70 - 85	Noir	T1	H26	201E00.022	55,86
6096741	5055382315148	85 - 100	Noir	T2	H26	201E00.022	55,86
6096742	5055382315155	100 - 115	Noir	T3	H26	201E00.022	55,86
6096744	5055382315162	115 - 135	Noir	T4	H26	201E00.022	55,86

Ceinture de soutien lombaire renforcée avec bande de rappel - p 81

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Tour de taille (en cm)	Coloris	Hauteur du dos	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6096749	5055382315179	70 - 85	Noir	T1	H21	201E00.021	47,19
6096750	5055382315186	85 - 100	Noir	T2	H21	201E00.021	47,19
6096753	5055382315193	100 - 115	Noir	T3	H21	201E00.021	47,19
6096754	5055382315209	115 - 135	Noir	T4	H21	201E00.021	47,19
6096755	5055382315018	70 - 85	Noir	T1	H26	201E00.022	55,86
6096756	5055382315025	85 - 100	Noir	T2	H26	201E00.022	55,86
6096757	5055382315032	100 - 115	Noir	T3	H26	201E00.022	55,86
6096758	5055382315049	115 - 135	Noir	T4	H26	201E00.022	55,86

Ceinture de soutien lombaire standard à croisillon dorsal - p 82

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Tour de taille (en cm)	Coloris	Hauteur du dos	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6096763	5055382315056	70 - 85	Noir	T1	H21	201E00.021	47,19
6096764	5055382315063	85 - 100	Noir	T2	H21	201E00.021	47,19
6096765	5055382315070	100 - 115	Noir	T3	H21	201E00.021	47,19
6096766	5055382315087	115 - 135	Noir	T4	H21	201E00.021	47,19
6096759	5055382315094	70 - 85	Noir	T1	H26	201E00.022	55,86
6096760	5055382315100	85 - 100	Noir	T2	H26	201E00.022	55,86
6096761	5055382315117	100 - 115	Noir	T3	H26	201E00.022	55,86
6096762	5055382315124	115 - 135	Noir	T4	H26	201E00.022	55,86

Liste des codes et des prix LPP

Genou

Attelle de genou universelle - p 84

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Mesure entre jambe-sol (en cm)	Coloris	Hauteur du modèle (en cm)	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6096736	5055382314981	50-60	Noir	40	T1	2124338	57,23
6096737	5055382314998	61-70	Noir	50	T2	2124338	57,23
6096738	5055382315001	71-80	Noir	60	T3	2124338	57,23

Genouillère ligamentaire avec ou sans fenêtre rotulienne - p 85

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Tour de cuisse (en cm)	Coloris	Modèle	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6211605	(0)190446331643	35 - 38	Noir	avec fenêtre	T1	201D02.5 201D04.2 201D04.3 201D04.4	24,46
6211619	(0)190446331650	39 - 42	Noir	avec fenêtre	T2	201D02.5 201D04.2 201D04.3 201D04.4	24,46
6211621	(0)190446331667	43 - 46	Noir	avec fenêtre	T3	201D02.5 201D04.2 201D04.3 201D04.4	24,46
6211622	(0)190446331674	47 - 49	Noir	avec fenêtre	T4	201D02.5 201D04.2 201D04.3 201D04.4	24,46
6211623	(0)190446331681	50 - 53	Noir	avec fenêtre	T5	201D02.5 201D04.2 201D04.3 201D04.4	24,46
6211624	(0)190446331698	54 - 57	Noir	avec fenêtre	T6	201D02.5 201D04.2 201D04.3 201D04.4	24,46
6211599	(0)190446331582	35 - 38	Noir	sans fenêtre	T1	201D02.5 201D04.2 201D04.3 201D04.4	24,46
6211600	(0)190446331599	39 - 42	Noir	sans fenêtre	T2	201D02.5 201D04.2 201D04.3 201D04.4	24,46
6211601	(0)190446331605	43 - 46	Noir	sans fenêtre	T3	201D02.5 201D04.2 201D04.3 201D04.4	24,46
6211602	(0)190446331612	47 - 49	Noir	sans fenêtre	T4	201D02.5 201D04.2 201D04.3 201D04.4	24,46
6211603	(0)190446331629	50 - 53	Noir	sans fenêtre	T5	201D02.5 201D04.2 201D04.3 201D04.4	24,46
6211604	(0)190446331636	54 - 57	Noir	sans fenêtre	T6	201D02.5 201D04.2 201D04.3 201D04.4	24,46

Genouillère articulée polycentrique - p 87

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Tour de genou (en cm)	Coloris	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6125378	5055382302612	30 - 34	Noir	T1	2152211	102,29
6125379	5055382302629	34 - 38	Noir	T2	2152211	102,29
6125380	5055382302636	38 - 42	Noir	T3	2152211	102,29
6125382	5055382302643	42 - 48	Noir	T4	2152211	102,29
6125383	5055382302650	48 - 52	Noir	T5	2152211	102,29

Genouillère de contention - p 88

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Tour de cuisse (en cm)	Coloris	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6211507	(0)190446331346	35-38	Noir	T1	201D02.5	17,69
6211508	(0)190446331544	39-42	Noir	T2	201D02.5	17,69
6211596	(0)190446331551	43-46	Noir	T3	201D02.5	17,69
6211597	(0)190446331568	47-49	Noir	T4	201D02.5	17,69
6211598	(0)190446331575	50-53	Noir	T5	201D02.5	17,69

Cheville

Orthèse stabilisatrice de cheville - p 90

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Coloris	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
5108216	5055382311317	Unique	Noir	27,44	2107972

Chevillère ligamentaire avec sangle de dérotation - p 91

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Tour de cheville (en cm)	Coloris	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6211660	(0)190446331704	19-20	Noir	T1	201D02.6	16,19
6211661	(0)190446331711	21-22	Noir	T2	201D02.6	16,19
6211662	(0)190446331728	23-24	Noir	T3	201D02.6	16,19
6211663	(0)190446331735	25-26	Noir	T4	201D02.6	16,19

Chevillère de contention - p 92

ACL 7	ACL 13 / GTIN	Tour de cheville (en cm)	Coloris	Taille	Code LPP	Tarif LPP (€)
6211656	(0)190446331742	19-20	Noir	T1	201D02.6	16,19
6211657	(0)190446331759	21-22	Noir	T2	201D02.6	16,19
6211658	(0)190446331766	23-24	Noir	T3	201D02.6	16,19
6211659	(0)190446331773	25-26	Noir	T4	201D02.6	16,19

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (EXTRAIT)

Des Produits de la Gamme ALVITA

Applicables à compter du 1er janvier 2023

Article 1 – Application des CGV

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent pour toute vente de produits (définis en entête et ci-après les « Produits ») conclue entre ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (ci-après « AHR ») et ses Clients, y compris par l'intermédiaire de mandataires agissant au nom et pour le compte d'AHR, sur l'ensemble du territoire français métropolitain, y compris la Corse, les DROM-COM et la principauté de Monaco. Les présentes CGV remplacent toutes les conditions antérieures.

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues émis par AHR, qui n'ont qu'une valeur indicative, ou conditions d'achat émanant du Client. Les commandes passées directement auprès d'AHR, sans l'intermédiaire de mandataires, sont soumises aux présentes CGV complétées des dispositions non contraires des conditions générales de vente tous produits et services d'AHR figurant au dos de ses factures.

Le fait qu'AHR ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes CGV, ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. Dans l'éventualité d'accords particuliers prévus contractuellement et par écrit entre AHR et le Client, ces accords peuvent déroger à certaines dispositions des présentes CGV, qui continueront de s'appliquer pour le reste de leurs dispositions non contraires. Toute rature ou modification des présentes CGV, non acceptée par écrit par AHR, sera inopposable à AHR.

Article 2 – Confidentialité et sécurité

Sont strictement confidentiels, tous documents, informations et/ou données, quels que soient leur forme, leur nature et/ou leur, transmis (y compris oralement) par la Société au Client ou auxquels ce dernier a accès dans le cadre de ses relations commerciales avec la Société (les « Informations Confidentielles »). Le Client reconnaît et accepte que les Informations Confidentielles de la Société sont la propriété exclusive de cette dernière.

Le Client s'interdit d'utiliser, directement ou indirectement, les Informations Confidentielles autrement que dans le cadre de ses relations commerciales avec la Société et/ou à des fins autres que pour les besoins professionnels propres du Client.

Le Client s'engage à respecter la confidentialité de toutes les Informations Confidentielles de la Société, et ce avec un soin au moins équivalent à celui qu'il apporte à la préservation de ses propres informations confidentielles.

Le Client est autorisé à communiquer les Informations Confidentielles de la Société aux seules personnes autorisées (en ce compris son personnel, son expert-comptable, ses avocats et/ou sa compagnie d'assurance), ayant à les connaître exclusivement dans le cadre de leur activité pour le compte du Client (les « Personnes Autorisées »). Le Client se porte fort du respect de la présente clause par les Personnes Autorisées susvisées qui devront être tenues par un engagement de confidentialité au moins aussi strict que celui visé à la présente clause, et est responsable vis-à-vis de la Société de toute violation des obligations de confidentialité par les Personnes Autorisées.

Le Client ne pourra en aucun cas permettre à des tiers autres que les Personnes Autorisées, d'accéder aux Informations Confidentielles et/ou de les utiliser par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement. Le Client s'engage à mettre en œuvre les moyens organisationnels et techniques, les mesures administratives appropriés et à prendre toutes précautions utiles, conformes à l'état de l'art, en vue de préserver la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des Informations Confidentielles et d'en empêcher la divulgation à quiconque, volontaire ou involontaire, directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit. En particulier, le Client s'engage à prendre toutes les mesures visant à empêcher tout accès et/ou toute utilisation frauduleux des Informations Confidentielles et prévenir toutes pertes, altérations et destructions des-

ites Informations Confidentielles, en particulier par le biais de la mise en place de données de connexion (identifiants, mots de passe) personnelles et confidentielles à chaque membre de son personnel ayant accès aux Informations Confidentielles de la Société par le biais des équipements informatiques de Client.

Le cas échéant, et dès qu'il en a connaissance, le Client s'engage à notifier à la Société tout fait constituant ou susceptible de constituer une atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des Informations Confidentielles de la Société.

Nonobstant ce qui précède, ne sont pas considérées comme des Informations Confidentielles, les informations :

- qui étaient déjà en la possession du Client avant leur divulgation par la Société ;
- appartenant au domaine public préalablement à leur divulgation par la Société au Client, ou postérieurement, mais dans ce dernier cas, en l'absence de toute violation de la présente obligation de confidentialité imputable à au Client;
- reçues d'un tiers de bonne foi et en l'absence de toute fraude, qui n'était pas ou n'est pas lié par une quelconque obligation de confidentialité à l'égard de la Société, et ce au moment où ce tiers divulgue l'information au Client ;
- divulguées à la suite d'une décision de justice ou d'une exigence réglementaire (dans ce cas, le Client utilise des moyens raisonnables pour obtenir un traitement confidentiel de ces informations et en informe préalablement la Société afin de lui permettre de trouver des moyens de protection adaptés) ;

Chacune de ces différentes exceptions (a) à (d) devant être démontrée par écrit par le Client qui s'en prévaut.

Les obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues par le présent article demeurent en vigueur à l'issue des relations commerciales entre la Société et le Client, jusqu'à ce que les Informations Confidentielles concernées tombent dans le domaine public. »

Article 3 – Données Personnelles

AHR est amenée à traiter des données à caractère personnel concernant le Client dans le cadre de la relation commerciale qui les lie en qualité de responsable du traitement. Il s'agit essentiellement de ses nom, prénom, adresse, adresse e-mail et données de vente.

Le traitement de ces données s'effectue dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables et notamment du Règlement Général sur la Protection des Données 'RGPD' UE 2016/679 (« le Règlement ») et de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée ultérieurement (« la Loi Informatique et Libertés »).

Les données personnelles du Client sont recueillies dans l'unique finalité de permettre à AHR d'exécuter ses obligations au titre de la relation commerciale qui la lie au Client ou de satisfaire un intérêt légitime.

Le Client est informé, qu'à des fins d'amélioration de la qualité du service offert par la Société, ses appels téléphoniques avec cette dernière sont susceptibles d'être enregistrés.

Dans le cas où AHR souhaiterait traiter les données du Client pour une finalité différente de celle énoncée, AHR fournira au Client des informations sur cette finalité et recueillera, le cas échéant, son consentement.

Les données du Client sont conservées uniquement pour le temps correspondant à la finalité de la collecte, sans excéder la durée maximale de cinq (5) ans suivant la fin de la relation commerciale entre le Client et AHR, sauf obligation légale d'archivage.

L'accès à ces données est strictement limité aux employés et préposés d'AHR habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Elles peuvent éventuellement être communiquées, notamment sous forme agrégée, à des sociétés affiliées pour des raisons administratives internes, à des prestataires sous-traitants pour la réalisation de tâches nécessaires à la finalité de la collecte ou à des tiers, liés à AHR par contrat, aux fins des intérêts légitimes poursuivis par AHR.

Lorsque ces sociétés affiliées, prestataires ou tiers sont situés en dehors de l'Union Européenne, AHR s'assure préalablement de la mise en œuvre par ces sociétés de garanties adéquates.

Conditions générales de vente

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés et du Règlement, le Client dispose d'un droit d'accès à ses données, de rectification ou d'effacement, de limitation de leur traitement, de retrait de son consentement à tout moment, d'un droit à la portabilité ainsi que d'un droit d'opposition à la collecte de ses données. Le Client dispose également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Pour toute information complémentaire concernant ses données personnelles ou si le Client souhaite exercer l'un de ses droits énoncés ci-dessus, le Client peut contacter AHR (en justifiant de son identité), en adressant une demande :

par mail à l'adresse : donnees.personnelles@alliance-healthcare.fr
par courrier à l'adresse suivante: ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (Données Personnelles), 222, rue des Caboeufs - CS 50002 - 92622 GENNEVILLIERS Cedex.

Article 4 – Commande

Les commandes de Produits sont passées par le Client et reçues par AHR ou ses mandataires, soit par voie électronique, soit par écrit, soit par téléphone, ou prises manuellement sur place par un représentant ou préposé d'AHR. Le Client doit veiller à bien préciser la dénomination complète de chaque Produit et/ou son numéro de code CIP/ACL et la quantité désirée en se référant aux unités de vente. Toute modification ou annulation de commande demandée par le client ne peut être prise en considération que si celle-ci est portée à la connaissance de la Société dans l'heure qui suit la transmission de la commande à modifier.

Le contrat de vente n'est réputé formé qu'au moment de l'acceptation de la commande par AHR, qui n'est manifestée que lors de la remise des Produits au Client.

Article 5 – Exécution de la commande

Les expéditions sont faites par AHR ou le mandataire choisi par AHR. AHR ne sera tenue de satisfaire aux commandes du Client que dans la limite des disponibilités de ses stocks étant entendu qu'elle pourra procéder par livraisons partielles. Eu égard aux difficultés d'approvisionnement notamment celles liées à l'épidémie de la COVID 19, la Société pourra être amenée à suspendre ou arrêter définitivement la vente de certains produits. Dans de telles circonstances, elle ne sera pas en mesure d'honorer les commandes déjà passées par le Client.

Aucune indemnité de quelque nature qu'elle soit ne pourra être réclamée par le Client en cas de rupture de stocks de Produits et/ou de non-exécution d'une commande. Les livraisons sont effectuées par remise directe des Produits au Client ou par délivrance desdits Produits, en colis clos, par un expéditeur ou un transporteur à l'adresse du Client. Le colis est obligatoirement accompagné d'un bon de livraison. Les délais de livraisons sont donnés à titre purement indicatif et leur non-respect ne saurait en aucun cas donner lieu à résiliation, à des dommages-intérêts ou à l'application de pénalités. De manière générale, sauf accord écrit de sa part, aucune pénalité ne sera due par AHR pour quelque cause que ce soit.

Article 6 – Réception

Le Client s'oblige à réceptionner les Produits livrés. Les réclamations sur les dommages, anomalies ou vices apparents du Produit livré doivent être formulées par écrit dans les 3 (trois) jours de la réception. Aucune réclamation datant de plus de 3 (trois) jours après la réception des Produits ne pourra être prise en considération et ne pourra donner lieu à quelque dédommagement que ce soit. En cas de dommages, anomalies ou vices apparents des Produits livrés, dûment constaté par AHR dans les délais ci-dessus, le Client peut obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des Produits, au choix d'AHR, à l'exclusion de toute indemnité ou de tous dommages-intérêts. Le Client ne peut refuser une livraison au motif que celle-ci sera incomplète.

Article 7 – Retrait de Produits / Arrêt de commercialisation

Dans l'hypothèse où, pour quelque cause que ce soit, AHR se verrait retirer les droits de commercialisation attachés à l'un ou à l'ensemble des Produits, et/ou la distribution et/ou la vente de l'un quelconque des Produits, ledit et/ou lesdits Produit(s) sera(en)t purement et simplement retiré(s) du

champ d'application des présentes CGV.

En cas de retrait de Produit(s) pour quelque cause que ce soit, le Client s'engage à collaborer efficacement à toute opération de rappel de Produit initiée par AHR et à retirer immédiatement de la vente et par tout moyen, tout Produit qui lui aura été désigné par AHR. Tout retrait de Produit(s) fera l'objet d'une communication au Client par AHR.

Article 8 – Retours

AHR ne reprendra les Produits que dans les cas prévus à l'article 6 des présentes CGV. Tout Produit repris sera remplacé ou fera l'objet d'un avoir au profit du Client après vérification qualitative et quantitative des Produits par AHR, et à condition que lesdits Produits soient accompagnés du justificatif de la commande correspondante. Les frais et risques du retour sont à la charge du Client.

Article 9 – Réserve de propriété, transfert des risques et subrogation de créance

La propriété des Produits, commandés et/ou livrés, ne sera transférée qu'après complet paiement du prix en principal et accessoires. En cas de non-paiement (total ou partiel) du prix à l'échéance, AHR peut exiger, de plein droit et sans formalité, la restitution de tous les Produits non encore intégralement payés, y compris des Produits normalement payables à date ultérieure. Cette restitution effectuée aux frais, risques et périls du Client, n'équivaut pas à la résolution de la vente. AHR peut unilatéralement et immédiatement faire dresser un inventaire des Produits impayés et détenus par le Client. Le Client est autorisé à revendre les Produits livrés dans son commerce normal. Toutefois, il cède alors à AHR toutes les créances à son profit, nées de la vente au tiers acheteur. Le Client est autorisé à recouvrer ses créances, même après cette cession, sans que le droit d'AHR de recouvrer elle-même ses créances soit affecté. Toutefois, AHR s'engage à ne pas recouvrer les créances dans la mesure où le Client exécute correctement ses obligations de paiement. AHR peut exiger que le Client la tienne informée des créances qui lui ont été cédées et mentionne le nom des débiteurs ainsi que toutes les indications nécessaires au recouvrement, qu'il lui fournisse les documents y afférents et informe les débiteurs de la cession. Le Client devra aviser AHR, sans délai, de toute saisie ou de toute initiative de tiers qui pourrait compromettre les droits de propriété d'AHR, et de toute procédure collective, afin de lui permettre de revendiquer, en temps utile, les Produits. Les Produits en stock chez le Client sont présumés être ceux impayés.

Les Produits voyagent aux risques et périls du destinataire dès leur sortie des entrepôts du dépositaire. Il appartient au Client, en cas d'avarie(s), de perte(s) ou de manquant(s), de faire toutes réserves précises ou d'exercer tout recours auprès des transporteurs conformément aux dispositions de l'article L. 133-3 du Code de Commerce.

Article 10 – Prix

Les Produits sont fournis au prix catalogue en vigueur au moment de la commande. Les prix s'entendent hors taxes et hors frais de port, les différents taux de TVA étant appliqués selon la législation en vigueur. AHR applique sans préavis, tout changement relatif aux taux de TVA. Les prix et renseignements portés au tarif applicable peuvent, sans préavis, faire l'objet de modifications en respectant la réglementation en vigueur. Le montant minimum par commande est fixé à 100 € H.T (cent euros hors taxes) hors frais de port. Les Clients sont les seuls responsables de la fixation des prix pratiqués envers le consommateur et de la publicité desdits prix.

Les Clients ayant signé un « contrat de marché » avec AHR bénéficieront de remises dans les conditions suivantes :

Engagement d'achats annuel	Remise
10 000 €.....	65%
5 000 €.....	60%
3 000 €.....	40%
1 500 €.....	30%

Les masques, gants, sets de pansement, bandes adhésives élastiques, pansements hydrocellulaires et aiguilles pour stylo à insuline sont exclus des remises sur facture, mais pris en compte dans le CA net réalisé.

Seul le CA net réalisé par Alliance Healthcare, Alloga et Directlog est pris en compte.

Article 11 – Facturation

La facturation est faite par AHR ou son mandataire au nom et pour le compte d'AHR. Les factures peuvent regrouper plusieurs commandes et être elles-mêmes regroupées en relevés journaliers, hebdomadaires, décennaires, de quinzaine ou mensuels, mentionnant la date d'exigibilité des paiements.

Article 12 – Modalités de règlement

Les factures sont payables à AHR ou au mandataire d'AHR selon les conditions en vigueur au moment de la livraison. Aucun paiement par chèque ne sera accepté. En aucun cas les paiements dus à AHR ne peuvent être suspendus sans accord écrit d'AHR. Aucune compensation entre les sommes dues par chacune des parties ne peut être opérée. En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque mais leur règlement effectif à l'échéance convenue. Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers, qui feraient l'objet d'un engagement contractuel distinct signé par les Parties (applicables à certaines catégories de Clients), et communiqués à ces Clients sur demande, ne sont acquis que sous la condition expresse d'un paiement intégral aux échéances convenues de toutes les sommes dues par le Client.

La remise sur facture à laquelle le Client peut prétendre au titre des achats de produits réalisés dans le cadre des « contrats de marché » sera déduite, à titre provisionnel, sur la facture afférente à ceux-ci. Une régularisation des sommes indûment perçues pourra intervenir, le cas échéant, à la fin de chaque trimestre, si la Pharmacie n'a pas atteint ses objectifs trimestriels, soit 25% de ses objectifs annuels. Le montant des achats réalisé par la Pharmacie sera évalué au prorata des mois effectivement écoulés entre la date d'engagement susvisée et le 31 décembre 2023. Si les engagements trimestriels ne sont pas atteints au terme du premier trimestre, Alliance Healthcare Répartition se réserve la possibilité de revoir à la baisse, pour la durée des trimestres suivants, les paliers d'engagements et des remises initialement souscrits par la Pharmacie.

Article 13 – Incidents de paiement

AHR se réserve le droit de refuser de nouer toute nouvelle relation contractuelle et de ne pas effectuer les livraisons futures en cas de non-paiement d'une seule facture à son échéance, 48 heures après qu'une demande adressée au Client par lettre recommandée avec avis de réception soit restée sans effet. En cas de jugement d'ouverture d'une procédure collective (Procédure de Sauvegarde, Redressement, Liquidation judiciaire), AHR pourra également suspendre immédiatement les livraisons. À tout moment, AHR se réserve le droit de modifier les conditions de paiement qui ont été consenties à un Client et d'exiger la production de garanties réelles et sérieuses. Toute somme non payée à l'échéance convenue donne lieu conformément à l'article L.441-6 du Code de Commerce, au paiement de pénalités de retard d'un montant au moins équivalent à celui qui résulte de l'application d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de l'échéance jusqu'au jour du paiement effectif. Tout défaut de paiement à échéance vaut déchéance du terme pour la totalité de la dette du Client. Le montant des sommes ainsi dues sera, en outre, majoré, à titre de clause pénale, d'une indemnité forfaitairement fixée à dix pour cent de ces sommes toutes taxes comprises. Tout paiement partiel s'impute d'abord sur les pénalités, les intérêts, puis sur le capital. Sauf report de la date d'échéance à l'initiative d'AHR, tous les frais et honoraires occasionnés par le recouvrement des sommes dues par le Client sont à sa charge.

En cas de défaut de paiement du Client, 48 heures après mise en demeure de payer restée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à AHR, qui pourra exiger, aux frais du Client, la restitution des Produits délivrés et non réglés.

Tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités de retard, au

versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant sera de 40 euros (cf. décret n° 2012-1115 du 02.10.2012). Cette indemnité sera due de plein droit et sans formalité par le Client en situation de retard. Lorsque les frais de recouvrement seront supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, AHR se réserve la possibilité de demander, sur justificatifs, une indemnisation complémentaire, conformément à la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.

Article 14 – Responsabilité / Exonération

AHR se dégage de toute responsabilité liée à une défectuosité d'un Produit résultant de mauvaises conditions de stockage ou d'entreposage des Produits chez le Client. L'exposition et le stockage des Produits devront notamment tenir compte des consignes éventuelles d'AHR.

AHR ne pourra être tenu responsable de tout dommage indirect, telle que perte de clientèle, perte de chiffre d'affaires, perte de marge ou d'image, de toute action engagée par un tiers à l'encontre du Client ou de toute condamnation de celui-ci. Pour le cas où la responsabilité d'AHR serait établie pour quelque cause que ce soit, le montant de sa responsabilité à l'égard du Client, de tout client ou de tout tiers non-consommateur, sera limité, tous dommages confondus, au prix de vente du Produit concerné au Client.

Article 15 – Force majeure

Les obligations d'AHR seront suspendues de plein droit et sans formalité et sa responsabilité dérogée lors de la survenance d'événements de force majeure au sens de l'article 1218 du Code Civil. AHR informera le Client en temps opportun de la survenance d'un de ces événements et s'efforcera d'en effacer les effets dans les meilleurs délais. Toutefois, si l'exécution d'une commande lui paraît définitivement compromise à raison des événements susvisés, AHR sera en droit d'annuler purement et simplement celle-ci sans que sa responsabilité soit engagée.

Article 16 – Assurances

Le Client s'engage à souscrire une assurance responsabilité professionnelle dont les montants et les garanties couvrent les risques liés à l'activité d'achat-vente des Produits. Pendant la durée de réserve de propriété le Client devra assurer les Produits contre tous risques de dommage. Les polices d'assurance mentionneront la qualité de propriétaire d'AHR.


Article 17 – Clause attributive de compétence et droit applicable

L'interprétation et l'exécution des présentes CGV ainsi que tous les actes qui pourraient en découler sont soumis au droit français. A défaut d'accord amiable entre les Parties pour tout différend relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution, la cessation des présentes CGV et de tout accord contractuel particulier conclu entre les Parties en application des présentes CGV et/ou à l'occasion de la vente des Produits d'AHR au Client, il est fait attribution de juridiction près les tribunaux compétents du ressort du siège social d'AHR, y compris en cas de procédure d'urgence, de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

Au 1^{er} janvier 2023

À qualité égale, pourquoi payer plus ?

LES ALVITA™ POUR VOTRE OFFICINE

- 
-  Une gamme de dispositifs médicaux et produits de soins de qualité
 -  Indispensable à l'officine
 -  Disponible uniquement en pharmacie
 -  Près de 300 références sur 9 catégories de produits
 -  Une souplesse logistique (fil de l'eau)
 -  Des conditions commerciales attractives.
Jusqu'à 3 de coefficient de marge sur notre gamme Blanche
 -  Soutien d'outils Sell out

LES ALVITA™ POUR VOS PATIENTS

- 
-  Des produits couvrant les besoins de toute la famille, du nourrisson au sénior
 -  Des prix LPP sur la Gamme Blanche et l'orthopédie
 -  Le respect des cahiers des charges LPP



INFORMATIONS PHARMACIENS ET COMMANDES

serviceclientalvita@alliance-healthcare.fr

Fax : 09 71 70 01 02

PLATEFORME DE COMMANDE ALLIANCE HEALTHCARE RÉPARTITION

Nos conseillers sont à votre écoute :


- du lundi au vendredi de 8 h 45 à 13 h 30 et de 14 h à 19 h 30
- le samedi de 8 h 45 à 13 h

PLATEFORME DE COMMANDE ALVITA

Nos conseillers sont à votre écoute :

- du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (17h le vendredi)

Pour tout évènement indésirable, matériovigilance, ou défaut qualité produit, contactez notre service réglementaire par e-mail : vigilances@alliance-healthcare.fr



alvita®

www.alliance-healthcare.fr